

# VINTAGE Art Stain Liquid

## English Mixing Liquid

### Indication

Mixing Liquid for dilution or mixing of VINTAGE Art Stain and Glazing Paste

### Ingredients

Propylene glycol

### Note on Use

Do not use with other products besides VINTAGE Art Stain and Glazing Paste.

### Caution

- Do not use or keep near fire as it is flammable.
- Use in a well-ventilated place.
- Do not expose to high temperature or direct sunlight.
- Keep it tightly closed if not in use.
- Do not use for purpose other than that described here.
- This product is for use by dental professional only.

### Important

- Do not touch with hand. Pay attention not to contact skin or eyes.
- In case of skin contact, wipe off with cotton wool soaked in alcohol and rinse immediately with running water.
- In case of eye contact, rinse immediately with plenty amounts of water and contact a doctor.
- If eruption or inflammation occurs, stop using this product and contact a doctor.

### Storage

Keep away from heat, direct sunlight or flame. Seal the cap tightly and keep at room temperature.

### Package

VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml

## Deutsch Anmischflüssigkeit

### Indikation

Anmischflüssigkeit für die Verdünnung oder Anmischung von VINTAGE Art Keramikmal Farben und Glasurpaste

### Inhaltsstoffe

Propylenglykol

### Bitte beachten

Verwenden Sie die Anmischflüssigkeit nicht mit anderen Produkten, sondern nur mit VINTAGE Art Keramikmal Farben und Glasurpaste.

### Achtung

- Von offenem Feuer fernhalten, da entzündlich.
- Gebrauch nur in gut belüfteten Räumen.
- Setzen Sie das Produkt nicht hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Die Flasche ist sofort nach Gebrauch wieder zu verschließen.
- Das Produkt nur für den angegebenen Einsatzbereich verwenden.
- Die Anwendung ist nur von zahntechnischem Fachpersonal durchzuführen.

### Wichtig

- Nicht mit der Hand berühren. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder den Augen.
- Bei Hautkontakt sofort mit einem in Alkohol durchtränkten Wattebausch abwischen und mit fließendem Wasser ausspülen.
- Bei Augenkontakt sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren.
- Sollten Hautausschläge oder Entzündungen auftreten, stellen Sie die Produkthanwendung sofort ein und suchen einen Arzt auf.

### Lagerung

Von offener Flamme, direkter Sonneneinstrahlung und Hitze fernhalten. Verschlusskappe fest verschließen und bei Raumtemperatur aufbewahren.

### Verpackung

VINTAGE Art Stain Liquid 50 ml

# VINTAGE Art Stain Liquid

## Français Liquide de mélange

### Indication

Liquide pour diluer la pâte des colorants et de glaçage VINTAGE Art

### Composition

Propylène glycol

### Nota d'utilisation

Ne pas utiliser avec d'autre produit que ceux indiqués ci-dessus.

### Attention

- Ne pas utiliser ou conserver à proximité de flamme car il est inflammable.
- Utiliser dans un endroit bien aéré.
- Ne pas exposer aux températures élevées ou à la lumière solaire directe.
- A conserver fermé hors utilisation.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui prescrit.
- Ce produit ne doit être utilisé que par un spécialiste dentaire.

### Important

- En manipulation, éviter tout contact avec la peau ou les yeux.
- En cas de contact avec la peau, essuyer à l'aide d'un coton imbibé d'alcool puis rincer abondamment à l'eau claire.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire et consulter un médecin.
- En cas de réaction dermique ou de brûlure, stopper l'utilisation et consulter un médecin.

### Stockage

Tenir éloigné de la chaleur, de la lumière solaire et d'une flamme nue. Bien refermer et conserver à température ambiante.

### Présentation

Liquide VINTAGE Art Stain 50 ml



#### MANUFACTURED BY

SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU INC. Singapore Branch 10 Science Park Road #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684

SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL PRODUCTS LTD. Duke's Factory, Chiddingstone Causeway, Tonbridge, Kent, TN11 8JU, UK

SHOFU DENTAL SUPPLIES (Shanghai) CO., LTD., No.645 Jiye Road, Sheshan Industry Park, Songjiang 201602, Shanghai, China

EU REPRESENTATIVE: SHOFU DENTAL GmbH Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany