

# EyeSpecial C-V


## Wichtige Sicherheitshinweise

DE

Die neuesten Informationen zur EyeSpecial C-V finden Sie unter [www.shofu.de](http://www.shofu.de).

### Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie beim ersten Öffnen der EyeSpecial C-V-Packung, ob die folgenden Teile enthalten sind. Bitte geben Sie so schnell wie möglich Ihrem SHOFU-Händler Bescheid, falls etwas fehlt.



### Optionales Zubehör

Die folgenden optionalen Teile, die separat erhältlich sind, sind für den Betrieb der Kamera erforderlich:



- AA Batterien (Alkaline-Batterien / wiederaufladbare Nickelmetallhydrid (NiMH) Akkus)
- Speichermedien: SD/SDHC/SDXC-Karte  
Wenn Ihr Computer keinen SD/SDHC/SDXC-Slot besitzt, verwenden Sie einen externen SD/SDHC/SDXC-Kartenleser/-schreiber, um die Daten von der Speicherkarte auf Ihren Computer zu übertragen.
- HDMI-Kabel (HDMI, Typ A ↔ Micro-HDMI, Typ D)  
Empfehlung (falls das Anschlussgerät eine HDMI-Buchse Typ A besitzt): CAC-HD14EU15BK von ELECOM

### Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um das Produkt sicher zu verwenden.

#### Beschreibung der „Warnung“- und „Achtung“-Symbole


Diese Sicherheitshinweise werden unter Verwendung der folgenden beiden Symbole dargestellt. Damit soll Unfällen, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können, vorgebeugt werden. Für die sichere Verwendung des Geräts ist es wichtig, die Bedeutung dieser Symbole zu kennen.

 <b>Warnung</b>	Das Symbol „Warnung“ bezeichnet eine potenzielle Gefahrensituation, die, falls sie nicht vermieden oder behoben wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
 <b>Achtung</b>	Das Symbol „Achtung“ bezeichnet eine potenzielle Gefahrensituation, die, falls sie nicht vermieden oder behoben wird, zu geringfügigen oder mittelschweren Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

#### Andere Hinweise und Zeichen

Andere Hinweise und Zeichen, die im Benutzerhandbuch verwendet werden, sind nachfolgend erläutert:

 **Hinweis** Zeigt eine potenzielle Fehlfunktion an, die bei Missachtung der Beschreibung auftreten kann.

 **Info** Ergänzende Erklärung zur Erleichterung der Bedienung der Kamera.

### Bei der Verwendung

#### **Warnung**

- **Falls die Kamera überhitzt, einen Geruch nach Verbranntem verströmt, raucht oder sich während der Bedienung auf irgendeine andere Weise auffällig verhält, müssen Sie die Verwendung sofort unterbrechen und die Batterien aus dem Gerät entfernen. Eventuell sind auch die Batterien überhitzt. Seien Sie bei der Entfernung der Batterien vorsichtig.**  
Eine Nichtbeachtung dieser Warnungen und eine weitere Verwendung können zu elektrischen Schlägen, Verbrennungen und zur Selbstentzündung führen. Kontaktieren Sie sofort Ihren SHOFU-Händler, um die Kamera reparieren zu lassen.
- **Sollten die inneren Komponenten der Kamera freigelegt werden, etwa wenn die Kamera fallengelassen oder beschädigt wird, müssen Sie die Verwendung sofort unterbrechen und die Batterien aus dem Gerät entfernen. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um die freigelegten Teile nicht zu berühren.**  
Der Blitz läuft mit Hochspannung und kann elektrische Schläge verursachen. Eine Nichtbeachtung dieser Warnungen und eine weitere Verwendung können zu elektrischen Schlägen, Verbrennungen und Feuer führen. Bitte kontaktieren Sie Ihren SHOFU-Händler, um Anweisungen für die Wartung und Pflege zu erhalten.
- **Von Kindern fernhalten.**  
Bei Verwendung der Kamera in der Nähe von Kindern sollte extrem vorsichtig vorgegangen werden, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.

- **Sie dürfen die Kamera niemals auseinanderbauen oder versuchen, sie selbst zu reparieren oder instand zu setzen.**

Die Kamera enthält einige hochspannungsführende Teile. Die Berührung innerer Komponenten könnte elektrische Schläge verursachen. Jede unsachgemäße Manipulation kann zudem eine Fehlfunktion der Kamera verursachen, die wiederum Verletzungen, elektrische Schläge oder Feuer nach sich ziehen können. Bitte kontaktieren Sie Ihren SHOFU-Händler, wenn eine Reparatur oder Instandsetzung erforderlich ist.

- **Betätigen Sie den Blitz nicht in unmittelbarer Nähe des menschlichen Auges. Verwenden Sie einen Augenschutz, wenn Sie den Blitz in der Nähe von Augen betätigen.**

Das intensive Licht des Blitzes kann das menschliche Auge schädigen.

- **Falls ein Fremdkörper (Metall, Flüssigkeit oder Pulver/Staub) in das Innere der Kamera gelangt, müssen Sie die Verwendung der Kamera sofort unterbrechen und die Batterien aus dem Gerät entfernen.**

Die weitere Verwendung der Kamera könnte Feuer oder elektrische Schläge zur Folge haben. Kontaktieren Sie Ihren SHOFU-Händler, um weitere Unterstützung zu erhalten.

- **Verwenden Sie diese Kamera nicht in sehr eng begrenzten Umgebungen, wie etwa einer Tasche, einer Box oder einer Schublade.**

Dadurch kann Hitze oder sogar ein Feuer entstehen, da nur eine unzureichende Wärmeableitung gegeben ist.

- **Verwenden Sie diese Kamera nicht an Orten, an denen sie leicht nass werden könnte, wie etwa in der Nähe von Waschbecken, Spülbecken, Wasserbehältern oder sonstigen Orten, an denen Sie Wasser verwenden. Stellen Sie keinerlei Behälter, die Wasser enthalten, auf die Kamera.**

Feuer oder elektrische Schläge können die Folge sein.

- **Verwenden Sie diese Kamera nicht an Orten, an denen leicht brennbare Gase im Raum enthalten sind oder an Orten, an denen Benzin, Benzol oder Verdünnungsmittel aufbewahrt werden.**

Explosionen oder Feuer können die Folge sein.

- **Verwenden Sie diese Kamera nicht in Flugzeugen oder an anderen Orten, an denen die Verwendung von WLAN eingeschränkt oder verboten ist. Andernfalls kann es zu Unfällen kommen.**

## Achtung

- **Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, wenn Sie diese Kamera für eine längere Zeit benutzen.**

Das Kameragehäuse wird heiß und könnte Verbrennungen verursachen.

- **Wenn Sie die Kamera längere Zeit benutzt haben, sollten Sie die Batterien und die SD-Karte nicht sofort entnehmen.**

Die Batterien und die SD-Karte können während der Verwendung heiß werden. Die Berührung heißer Batterien und SD-Karten kann Verbrennungen zur Folge haben. Schalten Sie die Kamera aus und warten Sie, bis sie sich abgekühlt hat.

- **Betätigen Sie den Blitz nicht, wenn er durch Ihre Finger oder durch irgendein Objekt abgedeckt ist.**

Der Blitz strahlt Hitze ab und kann Verbrennungen verursachen.

- **Drücken Sie nicht zu stark auf das Flüssigkristalldisplay und wenden Sie keine Gewalt an.**

Dadurch könnte der Bildschirm zerbrechen, was zu Verletzungen führen kann. Falls die Flüssigkeit im Inneren in Kontakt mit der Haut kommt, spülen Sie Ihre Haut sofort mit Wasser ab. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

- **Behandeln Sie die Kamera und das Zubehör behutsam.**

Grobes und unvorsichtiges Verhalten kann Verletzungen zur Folge haben.

- **Verwenden Sie immer den Handriemen oder einen Nackengurt.**

- **Der Handriemen muss regelmäßig überprüft werden, um eventuell auftretende Lockerungen oder Ausfransungen des Riemens zu entdecken.**

Die Missachtung von Auffälligkeiten und die weitere Verwendung der Kamera können Verletzungen oder Beschädigungen zur Folge haben.

## Wartung und Lagerung

### Warnung

- **Kleine Zubehöerteile müssen von Kindern ferngehalten werden, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.**  
Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
- **Verwenden Sie zur Reinigung dieser Kamera keine leicht brennbaren Lösungen wie Benzol oder Verdünnungsmittel.**  
Explosionen oder Feuer können die Folge sein.

### Achtung

- **Vermeiden Sie die Verwendung und Lagerung dieser Kamera (einschließlich der Batterien) bei direkter Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe von Feuer. Die Verwendung oder Lagerung an Orten, an denen Schadgase entstehen, an denen extreme Temperaturschwankungen herrschen, an denen es viel Staub oder Öl gibt, an denen viel statische Elektrizität erzeugt wird oder in der Nähe von Geräten, die starken Magnetismus oder elektromagnetische Wellen erzeugen, sollte ebenfalls vermieden werden.**  
Anderenfalls kann dies zu Schäden, Verformungen der Kamera, Austreten der Batterieflüssigkeit, dem Entstehen von Hitze, zu Explosionen, Feuer oder Verletzungen führen.

## Batterien

### Warnung

#### Explosionsgefahr

- Falls ein Austausch mit falschen Batterietypen vorgenommen wird, kann dies zu Explosionen, elektrischen Schlägen oder Feuer führen. Verwenden Sie ausschließlich die zuvor genannten Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten oder verformten Batterien.
- Die Entsorgung der Batterien in offenes Feuer oder einen heißen Ofen sowie mechanisches Zerkleinern oder Einschneiden des Batteriegehäuses kann zu Explosionen, elektrischen Schlägen oder Feuer führen. Niemals Batterien ins Feuer oder einen heißen Ofen werfen. Versuchen Sie nicht, die Batterien auf mechanische Weise zu zerkleinern oder einzuschneiden.

#### Explosionsgefahr oder Austreten von Batterieflüssigkeit

- Gebrauch, Lagerung oder Transport von Batterien bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen kann zu Explosionen, Austreten von Batterieflüssigkeit, elektrischen Schlägen oder Feuer führen. Niemals die Batterien bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen verwenden, lagern oder transportieren.
- Gebrauch, Lagerung oder Transport von Batterien in großen Höhen mit niedrigem Luftdruck kann zu Explosionen, Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gas, elektrischen Schlägen oder Feuer führen. Niemals die Batterien in großen Höhen mit niedrigem Luftdruck verwenden, lagern oder transportieren.
- Das Liegenlassen der Batterien in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu Explosionen, Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gas, elektrischen Schlägen oder Feuer führen. Die Batterien nicht an Orten mit extrem hohen Temperaturen liegenlassen.
- Das Liegenlassen der Batterien in einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck kann zu Explosionen, Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gas, elektrischen Schlägen oder Feuer führen. Die Batterien nicht an Orten mit extrem niedrigem Luftdruck liegenlassen.



Manufacturer  
**SHOFU INC.**

11 Kamitakamatsu-cho,  
Fukuine, Higashiyama-ku,  
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany www.shofu.com