

# Brownie ■ Greenie ■ Supergreenie

Per leghe preziose e amalgama

I gommini al silicone con agenti lucidanti integrati garantiscono una lucidatura veloce e brillante dei metalli preziosi e dell'amalgama. I Brownie servono per la prelucidatura, i Greenie vengono utilizzati per la lucidatura e con i Supergreenie (contraddistinti dall'anello giallo sul gambo) si ottiene una lucidatura a specchio. La lucidatura a specchio deriva proprio dall'utilizzo dei gommini al silicone impregnati di agenti abrasivi di alta qualità. Non è necessario l'uso aggiuntivo di pasta lucidante.



## VANTAGGI

- Lucidatura a specchio in 3 passaggi
- Movimento di rotazione preciso
- Rettificabili
- Lucidatura con limitate vibrazioni
- Rapporto ottimale tra pressione di utilizzo e numero di giri
- Limitato sviluppo di calore
- Utilizzo veloce ed efficiente

### Indicazioni

#### ■ IN STUDIO

Per la prelucidatura, lucidatura e lucidatura a specchio nel cavo orale di restauri in metallo come inlay, onlay, corone e ponti

#### ■ IN LABORATORIO

Per la prelucidatura, lucidatura e lucidatura a specchio di restauri in metallo come inlay, onlay, corone e ponti



Min<sup>-1</sup> Cons. 5.000 - 7.000 / PU 1 - 2 N  
Per lucidare l'amalgama si deve usare l'acqua



	Forma	Coppa	Minipoint	KN7	PC2	WH6	Floppie	Disco	Disco non montato
	ISO-N.	065	030	125	050	120	220	160	220
Brownie	HP 12 pz.			0271	0272	0273	0458		0453
	CA 12 pz.	0401	0403	0281	0282	0283		0405	
	CA 72 pz.	H401	H403						
	FG 12 pz.	0411	0413						
	FG 72 pz.	H411	H413						
Greenie	HP 12 pz.			0274	0275	0276	0459		0454
	CA 12 pz.	0402	0404	0284	0285	0286		0406	
	CA 72 pz.	H402	H404						
	FG 12 pz.	0412	0414						
	FG 72 pz.	H412	H414						
Supergreenie	HP 12 pz.			0277	0278	0279			454A
	CA 12 pz.	402A	404B	0287	0288	0289			
	FG 12 pz.	412A	414B						



Tutti i gommini di lucidatura Brownie, Greenie, Supergreenie sono disponibili in confezioni da 12 pezzi. I gommini Brownie e Greenie nelle forme a coppa e minipoint per contrangoli e turbine sono disponibili anche nelle confezioni economiche per laboratorio da 72 pezzi.



PN	Quantità	Prodotto
0271-0289	12 pz.	Brownie, Greenie, Supergreenie forme: KN7, PC2, WH6, gambo HP e CA
0401-0414	12 pz.	Brownie, Greenie, forme: coppa, minipoint, disco, gambo CA e FG
0453, 0454, 454A	12 pz.	Brownie, Greenie, Supergreenie forma: disco non montato
0458, 0459	12 pz.	Brownie, Greenie forma: floppie, gambo HP
402A, 412A, 404B, 414B	12 pz.	Supergreenie forme: coppa, minipoint, gambo CA e FG
H401-H414	72 pz.	Brownie, Greenie forme: coppa, minipoint, gambo CA e FG