

OneGloss ■ OneGloss PS

Für Komposit und Schmelz

OneGloss und OneGloss PS Polierer bestehen aus hochkonzentriertem Aluminiumoxid mit Silikon als Bindemittel. Bei den OneGloss PS (Plastic Shank) Polierern sind die Instrumentenköpfe bereits auf einem strapazierfähigen Kunststoff-Mandrell vormontiert. Die hygienische Verpackung gewährleistet eine einfache Lagerung und Anwendung; die Prozessabläufe in der Praxis sind wegen der Einmalverwendbarkeit überschaubar.

Mit nur einem Instrument kann durch die Anpassung des Anpressdruckes ausgearbeitet oder poliert werden:

- Ausarbeitung mit hohem Anpressdruck (ca. 1,0 N)
- Politur mit federleichtem Anpressdruck (ca. 0,3 N)
- Entfernung von Zementüberschuss und Politur von Zahnflächen mit mäßigem bis federleichtem Druck
- Schmelzpolitur und Entfernung von Zahnverfärbungen mit nur leichtem Anpressdruck



OneGloss ■ OneGloss PS (Fortsetzung von Seite 25)

Für Komposit und Schmelz



Anwendungsbereiche

■ IN DER ZAHNARZTPRAXIS

Die Instrumente eignen sich zum Ausarbeiten und Polieren von Komposit-Restaurationen und Schmelzflächen in einem Arbeitsgang, zum Abtragen von Eingliederungszementen ohne Beschädigung empfindlicher Inlays, zur Beseitigung von Oberflächenverfärbungen sowie zur Schmelzpolitur nach einer Zahnreinigung.



OneGloss:

Min⁻¹ Empf. 3.000 - 10.000 / Max. 15.000 /
AD: 0,3 N bei Politur / 1,0 N bei Ausarbeitung



OneGloss PS:

Min⁻¹ Empf. 3.000 - 5.000 / Max. 5.000 /
AD: 0,3 N bei Politur / 1,0 N bei Ausarbeitung



Form	Kelch	Midispitze	IC	Minispitze	Mandrell
ISO-Nr.	060	060	100	030	
	0181	0182	0183	0186	0435

info

Wenn hoher Anpressdruck ausgeübt wird oder bei der Schmelzpolitur sollte intermittierend mit Wasserspray gearbeitet werden.

OneGloss und OneGloss PS Polierer sind Einwegartikel.

VORTEILE

Silikonpolierer mit Aluminiumoxid

Optimales Verhältnis von Anpressdruck zu Umdrehungszahl

Finieren und Polieren mit nur einem Instrument

Kein Instrumentenwechsel notwendig

Politur ohne Polierpaste

Optimale Schleifleistung

Vibrationsarmes Arbeiten



Die OneGloss PS (Plastic Shank) Polierer werden als komplettes Werkzeug geliefert, bei dem die Instrumentenköpfe (Kelch, Midispitze, IC) bereits auf einem strapazierfähigen Kunststoff-Mandrell vormontiert sind.

Best.-Nr.	Menge	Produkt
OneGloss		
0180	1 St.	OneGloss Kit, 60 unmontierte Polierer (je 20x Kelch, Midispitze, IC) + 3 W-Mandrells
0181-0183	1 St.	OneGloss Nachfüllpackung, 50 St., unmontiert, Formen: Kelch, Midispitze, IC
0186	12 St.	OneGloss Minispitze, montiert, Schaft W
0435	6 St.	W-Mandrell
OneGloss PS		
0175	1 St.	OneGloss PS Kit, 50 St.: Kelch 15 St., IC 15 St., Midispitze 20 St., alle einzeln verpackt
0176	50 St.	OneGloss PS, Form: Kelch, alle einzeln verpackt
0177	50 St.	OneGloss PS, Form: Midispitze, alle einzeln verpackt
0178	50 St.	OneGloss PS, Form: IC, alle einzeln verpackt