

OneGloss ■ OneGloss PS

Pour émail et composite

Les instruments OneGloss et OneGloss PS sont constitués d'alumine très concentrée, noyée dans un liant silicone. Les polissoirs OneGloss PS (Plastic Shank) sont montés sur un robuste mandrin en plastique. Produit à usage unique, l'emballage hygiénique facilite le stockage, l'utilisation des instruments et donc le travail au fauteuil.

On passe de la finition au polissage avec le même instrument, simplement en faisant varier sa pression de contact :

- La finition requiert une pression plus élevée (environ 1,0 N)
- Pour le polissage, pression légère (environ 0,3 N)
- Pour ôter les excès de ciment et polir l'émail, utiliser une pression de contact entre modérée et légère
- Le polissage de l'émail et la suppression de coloration demande une pression légère



OneGloss ■ OneGloss PS (suite de la page 25)

Pour émail et composite



Indications

AU CABINET

Les instruments conviennent à la finition et au polissage des restaurations composites et de l'émail en une seule étape. Ils servent également à ôter les excès de ciment sans risque pour les délicats inlays, à éliminer les colorations de surface et à repolir l'émail après nettoyage.



OneGloss :

Min⁻¹ Rec. 3.000 - 10.000 / Maxi 15.000 /
PU: 0,3 N en polissage / 1 N en finition



OneGloss PS :

Min⁻¹ Rec. 3.000 - 5.000 / Maxi 5.000 /
PU: 0,3 N en polissage / 1 N en finition



Forme	Cupule	Midipoint	IC	Minipoint	Mandrin
ISO N°	060	060	100	030	
	0181	0182	0183	0186	0435

info

Utiliser de façon intermittente le spray si on applique une forte pression ou lors du polissage de l'émail.

Les polissoirs OneGloss et OneGloss PS sont à usage unique.

AVANTAGES

Polissoirs silicones avec alumine

Equilibre optimal entre vitesse de rotation et pression de contact

Finition et polissage avec un seul instrument

Pas de changement d'instrument

Pas besoin de pâte à polir

Performance abrasive optimale

Peu de vibration



Les polissoirs OneGloss PS (Plastic Shank / tige plastique) sont livrés montés. Les têtes (cupule, midipoint, IC) sont montées sur un robuste mandrin en plastique.

Réf.	Quantité	Produit
OneGloss		
0180	1 pce	OneGloss Kit, 60 polissoirs non montés (20 de chaque : cupule, midipoint, IC) et 3 mandrins CA
0181-0183	1 pce	Réassortiment OneGloss 50 pces, non montées, formes : cupule, midipoint, IC
0186	12 pces	OneGloss minipoint, monté, tige CA
0435	6 pces	mandrin CA
OneGloss PS		
0175	1 pce	OneGloss PS Kit, 50 pces : 15x cupule, 15x IC, 20x midipoint, en emballage individuel
0176	50 pces	OneGloss PS, forme : cupule, en emballage individuel
0177	50 pces	OneGloss PS, forme : midipoint, en emballage individuel
0178	50 pces	OneGloss PS, forme : IC, en emballage individuel