

OneGloss ■ OneGloss PS

Para composite y esmalte

Los pulidores OneGloss y OneGloss PS están compuestos de óxido de aluminio altamente concentrado con silicona como aglomerante. En el caso de los pulidores OneGloss PS (Plastic Shank), las cabezas de los instrumentos vienen ya montadas en un resistente mandril de plástico. El higiénico envase garantiza un almacenamiento y un uso sencillo. Dado que son desechables, mejoran el flujo de trabajo en la consulta.

Simplemente regulando la presión de contacto, es posible ir desde el retoque al pulido con un solo instrumento:

- Retoque con elevada presión de contacto (aprox. 1,0 N)
- Pulido con presión de contacto ultraligera (aprox. 0,3 N)
- Eliminación del exceso de cemento y pulido de superficies dentales con presiones que van desde la moderada hasta la ultraligera
- Pulido del esmalte y eliminación de las decoloraciones dentales con solo una ligera presión de contacto



OneGloss ■ OneGloss PS (continúa de la página 25)

Para composite y esmalte



Ámbitos de aplicación

■ EN LA CLÍNICA DENTAL

Los instrumentos son apropiados para el retoque y el pulido de restauraciones de composite y superficies de esmalte en un solo paso de trabajo, para aplanar el cemento de inserción sin dañar los delicados inlays, para eliminar las decoloraciones de las superficies y para el pulido del esmalte tras una limpieza dental.



OneGloss:

Rpm Recom. 3.000 - 10.000 / Máx. 15.000 /
PC: 0,3 N para pulido / 1,0 N para retoque



OneGloss PS:

Rpm Recom. 3.000 - 5.000 / Máx. 5.000 /
PC: 0,3 N para pulido / 1,0 N para retoque



Forma	Copa	Midipunta	IC	Minipunta	Mandril
N.º ISO	060	060	100	030	
	0181	0182	0183	0186	0435

info

Si se ejerce una elevada presión de contacto, o en el caso del pulido del esmalte, hay que trabajar con chorro de agua intermitente.

Los pulidores OneGloss y OneGloss PS son artículos desechables.

VENTAJAS

Pulidor de silicona con óxido de aluminio

Relación óptima entre la presión de contacto y las revoluciones de giro

Acabado y pulido con un solo instrumento

No es necesario cambiar de instrumento

Pulido sin pasta de pulido

Potencia de abrasión óptima

Trabajos con poca vibración



Los pulidores OneGloss PS (Plastic Shank) se suministran como una herramienta completa con las cabezas de los instrumentos (copa, midipunta, IC) ya montadas en un mandril de plástico resistente.

Ref.	Cantidad	Producto
OneGloss		
0180	1 ud.	OneGloss Kit, 60 pulidores desmontados (20 copas, 20 midipuntas, 20 IC) + 3 mandriles CA
0181-0183	1 ud.	Paquete de recarga OneGloss, 50 uds., desmontado, formas: copa, midipuntas, IC
0186	12 uds.	OneGloss minipunta, montadas, mango CA
0435	6 uds.	mandril CA
OneGloss PS		
0175	1 ud.	OneGloss PS Kit, 50 uds.: 15 copas, 15 IC, 20 midipuntas, envasadas de forma individual
0176	50 uds.	OneGloss PS, forma: copa, envasadas de forma individual
0177	50 uds.	OneGloss PS, forma: midipunta, envasadas de forma individual
0178	50 uds.	OneGloss PS, forma: IC, envasadas de forma individual