



Segele și pașagii 7-10 di [Ricostruzioni anteriori e posteriori] come esposti sopra.

##### NOTE SULL'USO

- Non usare i materiali contenenti eugenolo, perché potrebbero inibire la polimerizzazione o l'adesione del materiale.
- Per ogni materiale o strumento dentale utilizzato in combinazione con questo prodotto seguire le istruzioni del produttore.
- Usare il prodotto esclusivamente per lo scopo indicato alla voce "INDICAZIONI" di queste istruzioni.
- Utilizzare il prodotto entro la data di scadenza indicata sulla confezione e sul contenitore. (Esempio ☐ AAAA-MM-GG → Anno-Mese-Giorno della data di scadenza)

##### CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo buio a temperatura ambiente (1-30°C). Evitare umidità e temperature elevate. Proteggere da irradiazione solare diretta e tenere lontano da fonti d'accensione.

=====

##### РУС [ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧЕТЕЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ]

##### Выделяющий фтор, текучий пломбировочный материал

BEAUTIFIL Flow Plus— este svetootvordjajemij rentgenokонтрастный текучий реставрационный матери- ал, предназначен для реставраций фронтальных и боковых зубов. Выпускается две различных степени текучести F00 и F03. F00 обладает минимальной текучестью, а F03 – легкой текучестью.

##### ЦВЕТА

F00: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A10, A2O/ SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching White) F03: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A3O/ SA0.5, Inc, BW, CV (Cervical), MI (Milky)

##### СОСТАВ

Bis-GMA/бисфенол-А-глицидин-диметакрилат, TEGDMA/триэтиленгликоль диметакрилат, наполни- тель S-PRG на основе фторборалюминийсиликатно- го стекла, инициатор полимеризации, пигменты и др

##### ПОКАЗАНИЯ

- Реставрация фронтальных и боковых зубов
- Ремонт реставраций и протезов

##### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не применять продукт для пациентов с известны- ми аллергиями на этот материал и/или мономеры метакрилата.
- Пользователи с известными аллергиями на этот материал и/или мономеры метакрилата не должны использовать продукт.
- Капсулы нельзя использовать повторно.
- Если у пользователя или пациента возникает воспаления или другие аллергические реакции, немедленно прекратить применение и проконсульти- роваться у врача.
- Для предотвращения сенсибилизации на продукт использовать защитные медицинские (стомато- логические) перчатки и очки. При случайном контакте с мягкими тканями полости рта или с кожей немедленно промокнуть ватным тампоном, пропитанным спиртом, и прополоскать большим количеством воды. Медицинские перчатки обеспечивают определенную защиту от прямого контакта с этим материалом, но некоторые мономеры могут очень быстро проникать через перчатку на кожу. То-есть, если материал попал на защитные перчатки, их следует сразу снять и промыть руки большим количеством воды.
- При контакте с глазами немедленно промыть их большим количеством воды и проконсультиро- ваться у врача.
- Этот продукт предназначен только для применя- ния в стоматологии.

##### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

[Реставрация фронтальных и боковых зубов]

- Чистка поверхности зуба
Тщательно очистить поверхность зуба от отложе- ний.
- Выбор цвета
С помощью расцветки выбрать необходимый цвет, пока зуб еще влажный.
- Препарирование полости
Препарировать полость обычным способом.
- Изоляция
Защитить рабочую зону от загрязнений с по- мощью коффердама или др.
- Защита пульпы
В случае открытой пульпы или полостей, близких к пульпе, закрыть пульпу гидроокисью кальция и др.

- Нанесение адгезива
Нанести адгезив для дентина согласно инструп- ции производителя.
- Подготовка к нанесению
Вставить капсулу BEAUTIFIL Flow Plus в дис- пенсер.
  - При прямом нанесении материала в полость стерилизовать диспенсер до и после исполь- зования.
- Нанесение
Нанести необходимое количество материала не- посредственно в полость и придать необходимую форму. BEAUTIFIL Flow Plus может быть также дозиро- ван из капсулы на блок для замешивания и нанесен в полость соответствующим инстру- ментом.

- Хранящийся в холодильнике материал перед применением нагреть до комнатной темпера- туры.
- Дозированную на блок для замешивания пасту защитить от окружающего света светоза- щитной пленкой, чтобы избежать случайной полимеризации материала.

- Капсулы должны использоваться только для одного пациента и утилизироваться после использования, чтобы избежать перекрестной инфекии.

- Полимеризация
Полимеризация с помощью дентальной светопо- лимеризационной лампы.

- В случае глубокой полости рекомендуется нанесение материала дозами и светополиме- ризация слоя не более 2 мм.
- В случае большой полости полимеризовать сегментами.

Дентальная светополимеризационная лампа и время полимеризации

Дентальная светополимериза- ционная лампа	Галогеновый	Светодиодный
Время полимеризации	20 сек.	10 сек.

- Галогеновая лампа
Галоген, длина волн: 400-500 nm, интенсивность света: ≥ 500 mW/cm²
- Светодиодная лампа
Длина волн: 440-490 nm, интенсивность света: ≥ 1000 mW/cm²
- Использовать дентальную полиimerизацион- ную лампу с указанными выше техническими характеристиками. При использовании моделей с другими параметрами мощности следовать инструкции по использованию конкретной светополимеризационной лампы, чтобы BEAUTIFIL Flow Plus корректно отклю- чимизировалась.
- Персонал должен пользоваться защитными очками или защитным щитком, чтобы не смотреть непосредственно на свет светопо- лимеризационной лампы. Персонал должен также защитить глаза пациента от прямого попадания полимеризационного света.
- Дезинфицируйте дентальную светополиме- ризационную лампу спиртом после каждого использования, чтобы избежать перекрестно- го заражения.

- Финишование и полировка
После полимеризации контурировать, финиро- вать и полировать пломбу обычным способом.

[Ремонт реставраций и протезов]

- Чистка реставрации
Тщательно очистить реставрацию от отложений.
- Выбор цвета
С помощью расцветки определить необходимый цвет.
- Изоляция
Обеспечить защиту рабочей зоны с помощью коффердама и др., чтобы избежать загрязнения.
- Предварительная обработка перед бондингом
Проведите предварительную обработку для каждого материала, подлежащего бондингу (компози- т, керамика, металл или естественный зуб)
- Следуйте инструкциям по применению каждо- го адгезива
- Следуйте этапам 7-10 [Реставрации фронталь- ных и боковых зубов], как указано выше.

##### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Не использовать материалы, содержащие эвгенол, поскольку они влияют на качество по- лимеризации или адгезии материала.
- Для стоматологических материалов или инстру- ментов, используемых с этим продуктом, следует руководствоваться в каждом случае инструкция- ми по применению.
- Применять продукт исключительно для целей, указанных в разделе ПОКАЗАНИЯ этой инструп- ции по применению.
- Использовать продукт только до указанных на упаковке и емкости сроков годности. (Пример ☐ FTTT-MM-DD → год-месяц-дата окончания срока годности)

##### ХРАНЕНИЕ

Хранить в темном помещении при комнатной тем- пературе(1-30 °C). Избегать воздействия высоких температур и высокой влажности. Защищать от пря- мых солнечных лучей, хранить вдали от источников воспаления.

=====

##### PL [NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM]

##### Uwalniający fluor płynny materiał do odbudowy

BEAUTIFIL Flow Plus to światłoutwardzalny, radionie- przemyślny, płynny materiał do odbudowy w odcinku przednim i bocznym. Dostępne są dwie różne konsy- stencje, F00 i F03. F00 posiada minimalną płynność, podczas gdy F03 posiada większą płynność.

##### KOLOR

F00: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A10, A2O/ SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching White) F03: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A3O/ SA0.5, Inc, BW, CV (Cervical), MI (Milky)

##### SKŁAD

Bis-GMA, TEGDMA wypełniacz S-PRG na bazie szkła fluoroborowokrzemowego, inicjator polimeryzacji, pigmenty i inne

##### WSKAZANIA

- Wypełnienia w odcinku przednim i bocznym.
- Naprawa wypełnień i uzupełnień protetycznych.

##### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy używać tego produktu u pacjentów ze zdiagnozowaną alergią na ten materiał i/lub monomer metakrylu.
- Niniejszego produktu nie powinni stosować operatorzy z rozpoznaną alergią na ten materiał i/lub monomer metakrylu.
- Nie należy повторно używać końcówek.
- W przypadku wystąpienia u pacjenta stanu zapal- nego lub innego rodzaju reakcji alergicznej, należy niezwłocznie zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarskiej.
- Abь uniknąć uczulenia na produkt, należy używać plastikowych rękawiczek i okularów. W sytuacji przypadkowego kontaktu z miękkimi tkankami jamy ustnej lub skóry, należy natychmiast przetrzeć skórę lekkiem wataż zwilżonej alkoholem i spłukać dużą ilością wody. Rękawiczki zapewniają pewną ochronę przeciwko bezpośredniemu kontaktowi z materiałem; jednakże niektóre monomer mogą szybko penetro- wać przez rękawiczki i osiągnąć skórę.

- Jeśli materiał wszedł w kontakt z rękawiczkami, należy natychmiast je zdjąć, a ręce umyć dużą ilością wody.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użycia przez lekarzy dentystów.

##### INSTRUKCJA STOSOWANIA

[Wypełnienia w odcinku przednim i bocznym]

- Oczyszczenie powierzchni zęba
Należy dokładnie oczyścić powierzchnię zęba z przykleszczeń.
- Dobór koloru
Należy wybrać kolor za pomocą kolonika, gdy zabę jest jeszcze mokry.
- Opracowanie ubytku
Należy opracować ubytek w konwencjonalny sposób.
- Izolacja
Zab należy odizolować koferdamem.

- Pokrycie miazgi
Należy wykonać pokrycie pośrednie miazgi w przypadku głębokiego ubytku.
- Adhezja
Należy nałożyć środek adhezyjny zgodnie z zalece- niami producenta.
- Sposób aplikacji
Zamontować aplikator BEAUTIFIL Flow Plus Tip w strzykawce.
  - Jeśli materiał jest nakładany bezpośrednio pistole- tem z kompułdą do ubytku, należy sterylizować pistolet przed i po użyciu.
- Aplikacja
Należy odpowiednią ilość materiału bezpośrednio do ubytku i odpowiednio ukształtować. Materiał z końcówki może być także wyciśnięty na papieriek i nałożony do ubytku odpowiednimi narzędziami.

- Jeśli produkt jest przechowywany w lodówce, na- leży pozwolić, aby produkt osiągnął temperaturę pokojową przed użyciem.
- Materiał odmierzony na papierku powinien być zasłonięty przed działaniem naturalnego światła przykrywką, aby uniknąć niezamierzonego spolime- ryzowania materiału.
- Końcówka powinna być używana tylko u jednego pacjenta i wyrzucona po zakończonym zabiegu, aby uniknąć zakażeń krzyżowych.

- Polimerizacja
Polimerizacja za pomocą lampy polimerizacyjnej.
  - W przypadku głębokiego ubytku, nie należy nakładać i polimerizować grubszą warstwę niż 2mm.
  - W przypadku rozległej powierzchni ubytku, należy polimerizować segmentami.
- Rodzaj lampy polimerizacyjnej i czas polimeryza- cji

Lampa polimerizacyjna	Halogen	LED
Czas polimerizacji	20 sek.	10 sek.

- Lampa halogenowa
długość fali: 400-500 nm, intensywność światła: ≥ 500 mW/cm²
- Lampa LED
długość fali: 440-490 nm, intensywność światła: ≥ 1000 mW/cm²
- Należy stosować lampy, których specyfikacja jest zgodna z powyższą specyfikacją. Jeśli stosuje się inny rodzaj lampy, należy stosowa się do danych dotyczących danej jednostki polimerizacyjnej podczas polimeryzacji BEAUTIFIL Flow Plus.
- Należy stosować okulary ochronne lub osłone, aby uniknąć patrzienia bezpośrednio na utwardzaną światłem powierzchnię. Należy także chronić oczy pacjenta przed bezpośrednim działaniem światła polimerizacyjnego.
- Należy dezynfekować lampę polimerizacyjną alkoholem po każdym użyciu w celu zapobiegania zakażeniom krzyżowym.
- Wykonczenie i polerowanie
Po polimerizacji wypełnienie należy opracować, wykończyć/wypolerować w tradycyjny sposób.

[Naprawa wypełnienia i uzupełnienia protetycznego]

- Oczyszczenie powierzchni wypełnienia
Należy dokładnie oczyścić powierzchnię wypełnienia z płytki nazębnej.
- Dobór koloru
Należy dobrać odpowiedni kolor przy użyciu kolorni- ka.
- Izolacja
Zab należy odizolować koferdamem.

- Wstępne przygotowanie materiału
Należy przestrzegać wstępnej przygotowania każdego materiału (żywica kompozytowa, porcelana, metal lub naturalny zab).
- Należy postępować zgodnie z instrukcją każdego systemu wiążącego.

- Należy postępować zgodnie z krokami 7-10 [Uzu- pełnienia w odcinku przednim i bocznym] opisanymi powyżej.

##### UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Nie stosować materiałów zawierających eugenol, ponieważ może hamować polimeryzację i adhezję materiału.
- Należy przestrzegać instrukcji każdego materiału i instrumentów używanych w połączeniu z tym produk- tem.
- Nie należy używać tego produktu do celów innych niż z zaleceńian zawartych we WSKAZANIA w niniejszej instrukcji obsługi.
- Stosować produkt zgodnie z datą ważności podaną na opakowaniu i kontenerze. (Przykład ☐ RRRR-MM-DD → Rok-Miesiąc-Dzień terminu ważności)

##### MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w ciemnym pomieszczeniu (1-30 °C). Unikać dużej wilgotności i wysokiej temperatury. Trzymać z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł zapłonu.

=====

##### RO [A SE CITI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE]

##### Material de restaurare cu viscozitate redu- să cu degajare de fluor

BEAUTIFIL Flow Plus este un material de restaurare radioapog fotopolimerizabil pentru obturatii anterioare și posterioare. Sunt disponibile două grade de fluiditate, F00 și F03. F00 prezintă fluiditate minimă, iar F03 prezintă fluiditate ușoară.

##### CUANTITATE

F00: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A10, A2O/ SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Bleaching White) F03: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A3O/ SA0.5, Inc, BW, CV (Cervical), MI (Milky)

##### COMPOZIȚIE

Material de restaurare Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG pe bază de sticlă de fluoroborolaluminosilicat, promotor de polimerizare, pigmenti și alele

##### INDICAȚII

- Obturatii anterioare și posterioare.
- Repararea obturatiilor și a protezelor.

##### PRECAUȚII

- NU UTILIZI acest produs la pacienții cu alergii cunos- cute la acest material și/sau monomer de metacrilat.
- Produsul nu trebuie utilizat de către personalul cabinetului stomatologic cu alergii cunoscute la acest material și/sau monomer de metacrilat.
- Adhereți-vă!
Należy wybrać kolor za pomocą kolonika, gdy zabę jest jeszcze mokry.
- În cazul inflamatiei sau aparitiei oricăror reacții alergice la pacient sau la personalul cabinetului stomatologic, se va opri imediat utilizarea și se va consulta medicul.
- Pentru a evita sensibilizarea la acest produs, utilizați mănuși medicale (stomatologice) și ochelari de protecție. În cazul contactului accidental cu țesuturi moi orale sau cu pielea, ștergeți imediat cu tamponae de bumbac imbate în alcool și clătiți cu apă din abundență. Mănușile medicale (stomatologice) oferă un grad de protecție contra contactului direct cu acest material; cu toate acestea, unii monomeri pot pătrunde foarte rapid prin mănuși, ajungând la piele. Prin urmare, dacă acest material intră în contact chiar și numai cu mănușile, schimbați-le imediat și spălați mâinile cu apă din abundență.
- În cazul contactului cu ochii, spălați imediat ochii cu apă din abundență și consultați un medic.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării de către specialiștii în medicină și tehnică dentară.

##### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

[Obturatii anterioare și posterioare]

- Curățarea suprafeței dintelui
Curățati țemeinic suprafața dintelui pentru a îndepăr- ta placa.
- Selectarea nuanței
Selectați o nuanță adecvată cu ajutorul unei chi de culori cât dinte este încă umed.
- Pregătirea cavității
Pregătiți cavitatea pe baza metodei convenționale.
- Izolarea
Utilizați o digă de cauciuc etc. pentru izolarea zonei tratate contra contaminării.
- Protejarea pulpei
În cazul în care pulpa este expusă sau zona afectată se află în apropierea pulpei, protejați pulpa cu hidroxid de calciu etc.
- Aplicarea adhezivului
Aplicați adheziv pentru dentină urmând instrucțiunile de utilizare furnizate de producător.
- Dozarea
Introduceți un vârf BEAUTIFIL Flow Plus în dozator.
  - Când aplicați materialul direct în cavitate, sterili- zați dozatoulor înainte și după utilizare.
- Aplicarea
Aplicați cantitatea necesară de material direct în ca- vitate și creați forma dorită. După BEAUTIFIL Flow Plus poate fi de asemenea dozat pe un bloc de hârtie și aplicat în cavitate cu un instrument corespunzător.
  - În cazul depozitării acestor materiale la frigider, lăsați-le să atingă temperatura camerei înainte de utilizare.
- Pasta dozată pe blocul de hârtie trebuie să fie protejată de lumina ambiantă prin acoperirea cu scut de protecție pentru a evita polimerizarea neprevăzută a materialului.
- Vârful trebuie utilizat numai la un singur pa- cient și trebuie apoi aruncate la finalul procedurii pentru a se evita contaminarea între pacienți.

9. Fotopolimerizarea

- Fotopolimerizați folosind o lampă de fotopolimerizare stomatologică.
  - În cazul în care cavitatea este adâncă, se reco- mandă umplerea și fotopolimerizarea treptată, fără a depăși 2 mm.
- Când suprafața cavității este mare, fotopolimeri- zați pe segmente.

- Lampa de fotopolimerizare stomatologică și timpul de fotopolimerizare

Lampa de fotopolimerizare stomatologică	Halogen	LED
Timp de fotopolimerizare	20 s	10 s

- Unitate de fotopolimerizare cu halogen
lungime de undă: 400-500 nm, intensitate luminoasă: ≥ 500 mW/cm²
- Unitate de fotopolimerizare cu led
lungime de undă: 440-490 nm, intensitate luminoasă: ≥ 1000 mW/cm²
- Utilizați o lampă de fotopolimerizare cu specificații echivalente celor descrise mai sus. Când se uti- lizează o lampă de fotopolimerizare cu performanțe diferite de cele recomandate aici, urmați instrucțiu- nile aferente fiecărei lampi pentru fotopolimeriza- rea adecvată a materialului BEAUTIFIL Flow Plus.
- Personalul trebuie să poarte ochelari de protecție sau un scut de protecție pentru a nu piivi direct în lumina de fotopolimerizare. Personalul din cabinetul stomatologic trebuie să protejeze și ochii pacienților împotriva expunerii directe la lumina de fotopolimerizare.
- Dezinfectați lampa de fotopolimerizare stomatolo- gică cu alcool după fiecare utilizare pentru a evita contaminarea între pacienți.

10. Finisare și lustruire

- După fotopolimerizare, contrați, finisați și lustruți preparatia pe baza metodei convenționale.

[Repararea obturatiilor și a protezelor]

- Curățarea obturatiei
Curățati țemeinic obturatia pentru a îndepărta placa.
- Selectarea nuanței de culori
Selectați nuanța adecvată utilizând o cheie de culori.
- Izolarea
Utilizați o digă de cauciuc etc. pentru izolarea zonei tratate contra contaminării.

- Pretratarea materialului care va fi lipit
Efectuați pretratarea adecvată a fiecărui material care va fi lipit (rășină compozită, porțelan, metal sau dinte natural).
- Urmați instrucțiunile de utilizare pentru fiecare adeziv.

- Urmați pașii 7-10 din [Obturatii anterioare și poste- rioare] conform descrierii de mai sus.

##### OBSERVAȚII PRIVIND UTILIZAREA

- NU utilizați materiale care conțin eugenol deoarece acestea pot inhiba polimerizarea sau adeziunea materialului.
- Urmați instrucțiunile de utilizare ale fiecărui material sau instrument de stomatologie care se utilizează în combinație cu acest produs.
- Evitați utilizarea produsului în oricare alte scopuri decât cele specificate în INDICAȚIILE din cadrul acestor instrucțiuni de utilizare.
- Utilizați produsele înainte de data expirării indicată pe ambalaj și recipient. (Exemplu ☐ AAAA-MM-ZZ → Anul-Luna-Ziua a termenului de valabilitate)

##### DEPOZITAREA

Depozitați într-un loc întunecat la temperatura camerei (1-30 °C). Evitați temperaturile înalte și umiditatea ridică- tă. Nu expuneți la lumina solară directă și la nicio sursă de aprindere.

=====

##### SV [LÄS NOGA FÖRE ANVÄNDNING]

##### Fluoravgivande flyttbart kompositmaterial

BEAUTIFIL Flow Plus är ett ljuspolymeriserande röntgenkontrasterande, flyttbart kompositmaterial för anteriora och posteriora fyllningar. Finsit i två olika flyttbarheter, F00 och F03. F00 har minimal flyttbarhet, medan F03 har viss flyttbarhet.

##### FÄRGER

F00: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A10, A2O/ SA0.5, SA0.50, Inc (Incisal), BW (Blekningsvit) F03: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, D2, A20, A3O/ SA0.5, Inc, BW, CV (Cervikal), MI (Mjölkfärgad)

##### SAMMANSÄTTNING

Bis-GMA, TEGDMA, S-PRG filler baserad på fluoro- boraluminumsilikat glas, polymeriseringsaktivator och andra

##### INDIKATIONER

- Anteriora och posteriora restaurationer.
- För reparation av restaurationer och proteser

##### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Denna produkt skall inte användas på patienter med kända allergier mot detta material och/eller metakry- lat monomer.
- Operatörer med kända allergier mot detta material och/eller metakrylat monomer skall inte använda denna produkt.
- Amputerarna är enbart avsedda för engångsbruk och skall ej återanvändas.
- Om någon inflammation eller annan allergisk reak- tion uppstår på antingen patient eller operatör skall omedelbart användningen av produkten avbrytas och medicinsk expertis konsulteras.
- Använd medicinska (dental) handskar och skydds- glasögon för att undvika överkänslighet mot denna produkt. I händelse av kontakt med örat mjukvävnad eller hud, låska omedelbart med en bomullsfillett fuktad med alkohol, och skölj med rikligt med vatten. Medicinska (dental) handskar ger ett visst skydd mot direkt kontakt med detta material; vissa monomer kan dock penetrera mycket snabbt genom handskarna och nå huden. Kommer detta material i kontakt ens med handskarna så skall de omedelbart tas av och handerna skall sköljas med rikligt med vatten.
- I händelse av kontakt med ögonen, skölj omedelbart med rikligt med vatten och uppsök medicinsk exper- tis.
- Denna produkt är enbart avsedd för bruk av auktori- serad tandvårdspersonal.

##### BRUKSANVISNING

[Anteriora och posteriora fyllningar]

- Rengöring av tandytan
Rengör tandytan noggrant för avlägsnande av plac- k.
- Val av färg
Välj lämplig färg med hjälp av en färgskala medan tanden fortfarande är fuktig.
- Kavitetets preparation
Preparera kaviteten på konventionellt sätt.
- Isolering
Använd kofferdam etc. för att isolera området som skall behandlas mot fuktkontaminering.
- Pulpa överkapping
Vid pulpaexponering eller att den angripna ytan är nära pulpan, skall pulpan skyddas med kalciumhy- droxid etc.
- Applivering av adhesiv
Applicera dentin adhesiv i enlighet med respektive tillverkares bruksanvisningar.
- Applivering
Sätt in en BEAUTIFUL Flow Plus Tip i kompositstpru- tan.
  - Vid applivering av kompositmaterialet direkt i kaviteten skall kompositstprutan steriliseras före och efter användningen.
- Inserering
Applicera den nödvändiga mängden fyllnadsmaterial direkt i kaviteten och skapa den önskade formen. BEAUTIFIL Flow Plus Tip ampullerna kan också doseras på ett pappersblock för att kunna appliceras i kaviteten med ett lämpligt instrument.
- Vid förvaring av dessa material i kylskåp skall de rumstempereras före användning.

- Kompositmaterial som är upplagat på ett pap- persblock skall skyddas från omgivande ljus med ett ljusskyddsllock för att förhindra en för tidig och oavsäktad polymerisering av materialet.
- Om kompositmaterialet skall användas enbart på en patient och därefter kastas vid slutet av behandlingen för att undvika korskontamine- ring.

##### Ljuspolymerisering

- Ljuspolymerisera med en ljuspolymeriserings lampa för dental bruk.

- Vid djupa kaviteter rekommenderas fyllning av skitt och ljuspolymerisering som inte överskrider 2 mm.

- Vid stora kavitetstyor, ljuspolymerisera i skikt.
- Detal ljuspolymeriseringslampan och ljuspolymeri- seringslid

Ljuspolymeriseringslampan	Halogen	LED
Ljuspolymeriseringsstid	20 sek.	10 sek.

- Halogen ljuspolymeriseringslampan
väglängd: 400-500 nm, ljusintensitet: ≥ 500 mW/cm²
- LED ljuspolymeriseringslampan
väglängd: 440-490 nm, ljusintensitet: ≥ 1000 mW/cm²
- Använd en ljuspolymeringslampan för dental bruk som har specifikationer som överensstäm- mer med de ovan beskrivna. Vid användning av ljuspolymeriseringslampor med andra specifikation- er än de ovan angivna, skall instruktionerna för ljuspolymerisering av BEAUTIFIL Flow Plus följas noggrant.
- Tandvårdspersonalen måste använda skydd- glasögon eller ljusspall för att undvika att se direkt på ljuspolymeriseringsljuset. Tandvård- spersonalen måste också skydda patientens ögon från att direkt exponeras av ljuset från polypolymeriseringslampan.
- Desinficera ljuspolymeriseringslampan med alkohol efter varje användning för att undvika korskontaminering.

[Reparation av restaurationer och proteser]

- Rengöring av restaurationen
Rengör restaurationen och tandytan noggrant för avlägsnande av plac- k.
- Val av färg
Välj lämplig