

# EyeSpecial C-IV


## Instrucciones importantes sobre seguridad

ES

 Puede encontrar información actualizada sobre EyeSpecial C-IV en [www.shofu.de](http://www.shofu.de).

### Contenido del paquete

Cuando abra el paquete de EyeSpecial C-IV por primera vez, compruebe que los siguientes elementos estén incluidos. Por favor, informe a su distribuidor de SHOFU cuanto antes si faltara alguno.



### Accesorios opcionales

Los siguientes componentes opcionales, vendidos por separado, son necesarios para utilizar la cámara:



- Pilas AA (pilas alcalinas / pilas recargables de níquel metal-hidruro (NiMH))
- Medios de almacenamiento: Tarjeta SD/SDHC/SDXC  
Si su ordenador no posee una ranura SD/SDHC/SDXC, utilice un lector / grabador de tarjetas SD/SDHC/SDXC externo para transferir los datos de la tarjeta de memoria a su ordenador.
- Cable HDMI (HDMI, Tipo A ↔ Micro-HDMI, Tipo D)  
Recomendación (si el dispositivo de conexión posee un enchufe HDMI tipo A): CAC-HD14EU15BK de ELECOM

### Instrucciones de seguridad

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones para utilizar el producto de forma segura.

#### Descripción de los símbolos de "Advertencia" y "Atención"


Las presentes instrucciones de seguridad utilizan los dos símbolos siguientes. Con ello se pretende evitar accidentes que podrían provocar lesiones o la muerte. Es importante conocer el significado de estos símbolos para usar el aparato de forma segura.

 <b>Advertencia</b>	El símbolo de "Advertencia" indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse o remediarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.
 <b>Atención</b>	El símbolo de "Atención" indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse o remediarse, podría provocar lesiones leves o moderadas o daños materiales.

#### Otras notas y símbolos

A continuación, se explican otras notas y símbolos utilizados en el manual del usuario:

 **Note**  
Indica un posible fallo de funcionamiento que puede ocurrir si no se sigue la descripción.

 **Info**  
Aclaración complementaria para facilitar el manejo de la cámara.

### Durante el uso

#### Advertencia

- **Si la cámara se sobrecalienta, huele a quemado, emite humo o se comporta de cualquier otro modo inusual durante el manejo, deje de usarla inmediatamente y saque las pilas del aparato. Las pilas también pueden haberse sobrecalentado. Tenga cuidado al sacar las pilas.**  
La falta de observación de estas advertencias y el uso subsiguiente pueden provocar descargas eléctricas, quemaduras y combustión espontánea. Póngase en contacto con su distribuidor de SHOFU inmediatamente para que le reparen la cámara.
- **Si los componentes internos de la cámara quedaran expuestos, por ejemplo, si la cámara se cayera o se dañara, deje de usarla inmediatamente y saque las pilas del aparato. Tenga cuidado de no tocar las partes expuestas.**  
El flash funciona con alta tensión y puede emitir descargas eléctricas. La falta de observación de estas advertencias y el uso subsiguiente pueden provocar descargas eléctricas, quemaduras e incendios. Póngase en contacto con su distribuidor de SHOFU para obtener instrucciones sobre el mantenimiento y el cuidado.
- **Mantener la cámara alejada de los niños.**  
Cuando la cámara se utilice cerca de niños, se debe tener extremo cuidado para evitar accidentes o lesiones.

- **No desmonte nunca la cámara ni intente repararla o revisarla usted mismo.**  
La cámara contiene algunas piezas conductoras de alta tensión. Tocar los componentes internos puede provocar una descarga eléctrica. Cualquier manipulación incorrecta también puede hacer que la cámara funcione de forma defectuosa, provocando lesiones, descargas eléctricas o incendios. Póngase en contacto con su distribuidor de SHOFU si necesita reparación o mantenimiento.
- **No dispare el flash cerca del ojo humano. Use una protección para los ojos cuando dispare el flash cerca de los ojos.**  
La luz intensa del flash puede producir lesiones en el ojo humano.
- **Si un objeto extraño (metal, líquido o polvo) penetrara en la cámara, deje de usarla inmediatamente y saque las pilas del aparato.**  
El uso prolongado de la cámara puede provocar fuego o una descarga eléctrica. Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto para recibir más asistencia.
- **No utilice la cámara en espacios muy reducidos como una bolsa, una caja o un cajón.**  
Esto puede generar calor o incluso fuego debido a una disipación insuficiente del calor.
- **No utilice la cámara en lugares donde pueda mojarse fácilmente, como cerca de fregaderos, lavabos, recipientes con agua u otros lugares donde se utiliza agua. No coloque ningún recipiente que contenga agua sobre la cámara.**  
Pueden producirse incendios o descargas eléctricas.
- **No utilice la cámara en lugares donde haya gases fácilmente inflamables o se almacene gasolina, benceno o disolventes.**  
Pueden producirse explosiones o incendios.

### **Atención**

- **Evite el contacto con la piel cuando use esta cámara durante un periodo prolongado.**  
La carcasa de la cámara se calienta y puede causar quemaduras.
- **Si ha utilizado la cámara durante mucho tiempo, no saque las pilas y la tarjeta SD de forma inmediata.**  
Las pilas y la tarjeta SD pueden haberse calentado durante el uso. Tocar las pilas o la tarjeta SD calientes puede causar quemaduras. Apague la cámara y espere a que se enfríe.
- **No dispare el flash si lo tapa con los dedos o cualquier otro objeto.**  
El flash irradia calor y puede causar quemaduras.
- **No presione demasiado fuerte sobre la pantalla de cristal líquido ni emplee la fuerza.**  
De lo contrario puede romperse la pantalla, provocando posibles lesiones. Si el líquido del interior entra en contacto con la piel, lave inmediatamente la zona con agua; si entra en contacto con los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y consulte a un médico.
- **Maneje la cámara y los accesorios con cuidado.**  
El manejo brusco y descuidado puede provocar lesiones.
- **Utilice siempre la correa para la mano a fin de evitar que la cámara se caiga accidentalmente.**
- **La correa para la mano debe ser revisada regularmente para detectar cualquier aflojamiento o deshilachamiento de la correa.**
- **No prestar atención a las anomalías y continuar utilizando la cámara puede provocar lesiones o daños.**

## Mantenimiento y almacenamiento

### **Advertencia**

- **Los accesorios pequeños deben mantenerse alejados de los niños para evitar que se los traguen accidentalmente.**
- **No utilice soluciones altamente inflamables como benceno o disolventes para limpiar la cámara.**  
Pueden producirse explosiones o incendios.

### **Atención**

- **Evite usar y guardar esta cámara (incluyendo las pilas) bajo la luz solar directa, a altas temperaturas, con humedad elevada o cerca del fuego. También debe evitarse el uso o almacenamiento en lugares donde se emitan gases nocivos o cerca de aparatos que generen un fuerte magnetismo u ondas electromagnéticas.**  
El uso o almacenamiento en dichos lugares puede provocar daños, deformación de la cámara, fuga del líquido de las pilas, generación de calor, explosiones, incendios o lesiones.

## Pilas

### **Advertencia**

#### Riesgo de explosión

- **La sustitución por un tipo de pila inadecuado puede provocar explosiones, una descargas eléctricas o incendios.**  
Use solo las pilas indicadas anteriormente. No utilice pilas dañadas o deformadas.
- **La eliminación de las pilas en un fuego abierto o una estufa caliente, así como la trituración mecánica o el corte del compartimento de las pilas puede provocar explosiones, descargas eléctricas o incendios. No arroje nunca las pilas al fuego o a una estufa caliente. No intente triturar o cortar las pilas mecánicamente.**

#### Riesgo de explosión o fuga del líquido de las pilas

- **El uso, almacenamiento o transporte de pilas a temperaturas extremadamente altas o bajas puede causar explosiones, fugas del líquido de las pilas, descargas eléctricas o incendios.**  
Nunca use, almacene o transporte pilas a temperaturas extremadamente altas o bajas.
- **El uso, almacenamiento o transporte de pilas a grandes altitudes con una baja presión atmosférica puede causar explosiones, fugas de líquidos o gases inflamables, descargas eléctricas o incendios.**  
Nunca use, almacene o transporte pilas a grandes altitudes con una baja presión atmosférica.
- **Dejar las pilas en un entorno con temperaturas extremadamente altas puede causar explosiones, fugas de líquidos o gases inflamables, descargas eléctricas o incendios.**  
No deje las pilas en lugares con temperaturas extremadamente altas.
- **Dejar las pilas en un entorno con una presión atmosférica extremadamente baja puede causar explosiones, fugas de líquidos o gases inflamables, descargas eléctricas o incendios.**  
No deje las pilas en lugares con presiones atmosféricas extremadamente bajas.



**Manufacturer**  
**SHOFU INC.**

11 Kamitakamatsu-cho,  
Fukuine, Higashiyama-ku,  
Kyoto 605-0983, Japan

**EC REP SHOFU DENTAL GmbH**

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany [www.shofu.com](http://www.shofu.com)