

DIAMOND-PLATED Abrasives Dresser

For Cleaning and Shaping Abrasives and Polishers
Zum Reinigen und Formen von Schleifkörpern und Polierern
Pour nettoyer et reformer les abrasives et polissoirs

Note on Use

Do not use Dresser with carbide burs or diamond points.
Clean clogged Dresser with brush and water and /or with ultrasonic cleaner.
Wear eye protecting glasses and dust mask when using. Use dust extractor.


Anmerkung zum Gebrauch

Nicht für Hartmetallbohrer oder diamantierte Schleifkörper.
Verschmierte Dresser mit Bürste und Wasser und /oder Ultraschall reinigen.
Bei Gebrauch Schutzbrille und Atemmaske tragen. Absaugung einschalten.

Remarques

Ne pas utiliser le dresser avec des fraises carbures ou pointes diamantées.
Nettoyer le dresser en le brossant à l'eau ou /et au bain à ultrason.
Porter des lunettes de protection et un masque anti-poussière lors de la manipulation. Utiliser une aspiration.

Suggested uses / Empfohlene Anwendungen / Usages suggérés



Manufacturer

SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684

SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK

SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China

EC [REP] SHOFU DENTAL GmbH Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany

www.shofu.de