

# Diamantimprägnierte Profipolierer für Keramik und Komposit



## CeraMaster® • CompoMaster®

Einzigartige Silikonmischungen und die Dichte der reinen, ultrafeinen Diamantpartikel machen diese Polierer mit ihren vielseitigen Formen zur besten Wahl für die rasche Bearbeitung und Politur von Keramik- und Kompositrestaurationen.

Die unterschiedlichen Körnungen der groben **CeraMaster Coarse** und **CompoMaster Coarse** Polierer in Kombination mit den feineren und bewährten **CeraMaster** und **CompoMaster** Polierern bilden ein effizientes Konzept für eine homogene Oberflächenbearbeitung.

Eine neuartige Bindung der ausgewählten Diamanten gewährleistet darüber hinaus eine hohe Formstabilität und wirtschaftliche Standzeiten.



Forschung ist unser bestes Produkt

# Für perfekte Oberflächen

## CeraMaster® Coarse • CeraMaster®

Die **CeraMaster Coarse** Polierer ermöglichen eine rasche Bearbeitung und die Vorpolitur von Keramikrestorationen in einem Arbeitsschritt.

Ihre Stärken zeigen diese Polierer selbst bei Korrekturen im Randbereich von Gerüsten aus Vollkeramik wie Aluminiumoxid und Zirkonoxid.

Für die folgende Hochglanzpolitur sind die **CeraMaster** Polierer empfohlen.



	Form	Walze	Linse	Kelch	Minispitze	KN7	WH6	unmontiertes Rad*
ISO Nr.		040	090	065	030	125	120	220
CeraMaster Coarse	W 3 St.	121C	122C	123C	124C			
	H 3 St.	126C			129C	127C	128C	132C
CeraMaster	W 3 St.	0121	0122	0123	0124			
	H 3 St.	0126			0129	0127	0128	

\* 1 St. + Mandrell / Pckg.

### Ergänzend stehen Sortimente zur Verfügung:

**CeraMaster Coarse** – Assorted Kit, W-Schaft: je ein Stück Walze, Linse, Kelch, Minispitze Best.-Nr. 125C

**CeraMaster Coarse** – Assorted Kit, H-Schaft: je ein Stück Walze, Minispitze, KN7, WH6 Best.-Nr. 130C


**CeraMaster** – Assorted Kit, W-Schaft: je ein Stück Walze, Linse, Kelch, Minispitze Best.-Nr. 0125

**CeraMaster** – Assorted Kit, H-Schaft: je ein Stück Walze, Minispitze, KN7, WH6 Best.-Nr. 0130

## CompoMaster® Coarse • CompoMaster®

Die **CompoMaster Coarse** Polierer wurden speziell entwickelt, um Kompositoberflächen zu konturieren und in einem Arbeitsgang vorzuglätten.

Die so vorbereiteten Oberflächen werden anschließend mit den **CompoMaster** Instrumenten poliert.



	Form	Walze	Linse	Kelch	Minispitze	KN7	WH6	unmontiertes Rad*
ISO Nr.		040	090	065	030	125	120	220
CompoMaster Coarse	W 3 St.	111C	112C	113C	114C			
	H 3 St.	116C			119C	117C	118C	131C
CompoMaster	W 3 St.	0111	0112	0113	0114			
	H 3 St.	0116			0119	0117	0118	

\* 1 St. + Mandrell / Pckg.

### Ergänzend stehen Sortimente zur Verfügung:

**CompoMaster Coarse** – Assorted Kit, W-Schaft: je ein Stück Walze, Linse, Kelch, Minispitze Best.-Nr. 115C

**CompoMaster Coarse** – Assorted Kit, H-Schaft: je ein Stück Walze, Minispitze, KN7, WH6 Best.-Nr. 120C

**CompoMaster** – Assorted Kit, W-Schaft: je ein Stück Walze, Linse, Kelch, Minispitze Best.-Nr. 0115

**CompoMaster** – Assorted Kit, H-Schaft: je ein Stück Walze, Minispitze, KN7, WH6 Best.-Nr. 0120



**SHOFU DENTAL GMBH**

Am Brüll 17 · 40878 Ratingen  
Telefon: 0 21 02 / 86 64-0 · Fax: 0 21 02 / 86 64-64  
E-Mail: info@shofu.de · www.shofu.de