

OneGloss®



Završna obrada, poliranje i poliranje do visokog sjaja

OneGloss — Završna obrada i poliranje u jednom instrumentu

OneGloss gumice obezbeđuju idealnu završnu obradu i poliranje svih kompozitnih restauracija. Gumice su odlične kod uklanjanja viška materijala ili cementa bez oštećenja inleja kao i za uklanjanje površinskih pigmentacija bez oštećenja gleđi.



Rešenje za sve restauracije

OneGloss – Dva u jednom

OneGloss gumice sastoje se od visokokoncentrovanog aluminijum oksida i silikona.

OneGloss omogućava završnu obradu i poliranje u samo jednom instrumentu.


Jednostavnim menjanjem pritiska određujete kvalitet Vašeg rada – od obrade do poliranja.

- Pritisak oko 1,0 N → Obrada
- Pritisak oko 0,3 N → Poliranje

Oblik prati funkciju

OneGloss je dostupan u sledećim oblicima:

- Cup – za vrhove, incizalne i okluzalne regije
- Midi-point – za okluzalne, labijalne, lingvalne i bukalne regije
- IC – za labijalne, lingvalne, bukalne i interdentalne regije
- Mini-point – za fisure



Oblik	Cup	Midi-point	IC	Mini-point	Mandrele
ISO-Br.	060	060	100	030	
Br.Art.	0181	0182	0183	0186	0435

OneGloss Set

OneGloss Set

Sadrži po 20 gumica od svakog oblika, kao i 3 mandrele za kolenjak

Br.Art. 0180



OneGloss Mini-points

OneGloss Mini-points

Pakovanje sa 12 komada

Br.Art. 0186