


Super-Snap[®]

Obrada i poliranje fleksibilnim diskovima bez metala u središtu



Super-Snap diskovi su dizajnirani za brzu, laku i bezbednu obradu i poliranje i poliranje do visokog sjaja. Elastični nosači omogućavaju lako postavljanje diska na mandrelu.

Zahvaljujući činjenici da diskovi nemaju metalni centar, nema slučajnog oštećenja ili prebojavanja kompozita. Ekstremno tanki diskovi su veoma fleksibilni, savijaju se pod pritiskom bez pucanja i omogućavaju odličan pristup u aproksimalnu regiju.

Kompletan asortiman diskova označenih bojama u četiri različite granulacije može se naći u **Super-Snap** Rainbow Technique Kit.




Istraživanje je naš najbolji proizvod

Korak po korak do savršenog sjaja













- **Sortiranje označeno bojama**
Jasan, logičan i ergonomski raspored instrumenata
- **Crna – grubi diskovi**
Ravnomerno raspoređene grube čestice za brzu i sigurnu obradu kompozita
- **Tanki, dvostrani diskovi**
Sigurno i brzo poliranje bez promene ili okretanja diskova
- **Sigurni dizajn mandrele**
Čvrsto drži disk za maksimalnu kontrolu tokom poliranja
- **Nema metala na polirnoj površini diska**
Sprečava oštećenje ili prebojavanje kompozita
- **Tanke trake za poliranje**
Za lakši pristup u aproksimalnu regiju; boja traka je usklađena sa bojom **Super-Snap** diskova – crna/ljubičasta (grube i srednje), zelena/crvena (fine i superfine)

Hrapavost površine (Ra)



U poređenju sa drugim diskovima za poliranje, **Super-Snap** sistem postiže odlične rezultate, naročito na teško pristupačnim mestima.

Super-Snap sadržaj i informacije za naručivanje:

	Gruba obrada		Završna obrada				Poliranje		Poliranje do visokog sjaja	
Super-Snap Diskovi										
	L506	L507	L508	L509	L528	L522	L501	L519	L502	L521
	Crna (grubi)		Ljubičasta (srednji)				Zelena (fini)		Crvena (superfini)	
(50 kom. / Pak.)										
Super-Snap Mandrele										
										
	FG - 0438				CA - 0439			CA - 0404 Plastične		
	(6 kom. / Pak.)				(6 kom. / Pak.)			(100 kom. / Pak.)		
Super-Snap Trake za poliranje										
										
	L525						L526			
(100 kom. / Pak.)	Crna/Ljubičasta (Grube/srednje)						Zelena/Crvena (fine/superfine)			

Super-Snap Rainbow Technique Kit



Super-Snap Rainbow Technique Kit sadrži 180 diskova (100 kom. Standard, 80 kom. Mini), 40 traka za poliranje, 2 Dura-White kamenčića (CN1 i FL2), 1 CompoSite Fine, 4 čelične mandrele

Br.Art. 0500