

Abrichtwerkzeuge



Für das Formen und Reinigen von Schleifkörpern und Polierern

Für das präzise Arbeiten mit Schleifkörpern und Polierern werden oft persönliche Formen bevorzugt, die nicht erhältlich sind. Oder scharfe Kanten und Rundungen sind abgenutzt, so dass das Instrument nicht mehr verwendet wird, obwohl noch genügend Material auf dem Schaft vorhanden ist.

Der diamantierte Abrasives Dresser zum Reinigen keramisch gebundener Steine und der SHOFU Adjuster aus Aluminiumoxid, speziell entwickelt für Dura-Green DIA Schleifkörper, ermöglichen ein leichtes Abrichten in scharfe Winkel und runde Formen, das Aufarbeiten und das Reinigen „verschmierter“ Instrumente.



Best.-Nr.	Menge	Produkt
0781	1 St.	Abrasives Dresser, 100 x 15 x 4 mm
0504	1 St.	SHOFU Adjuster, 85 x 17 x 10 mm