

# Strumenti di rettifica frese

Strumenti per la pulizia e la rettifica di abrasivi e gommini

Per lavorare in modo preciso con frese e gommini si prediligono spesso forme personalizzate, che non sono disponibili. Spesso spigoli vivi e parti arrotondate sono usurati per cui lo strumento non viene più utilizzato, anche se vi è ancora abbastanza materiale sul gambo.

L'Abrasives Dresser diamantato per pulire le punte a legante ceramico e SHOFU Adjuster in ossido di alluminio, sviluppato appositamente per le frese Dura-Green DIA, permettono di rimodellare spigoli vivi e forme arrotondate, di rettificare e pulire gli strumenti "sporchi".



PN	Quantità	Prodotto
0781	1 pz.	Abrasives Dresser, 100 x 15 x 4 mm
0504	1 pz.	SHOFU Adjuster, 85 x 17 x 10 mm