

# AcryPoint



Für PMMA-Kunststoffe

Die AcryPoint Silikonpolierer eignen sich zum Beschleifen, Ausarbeiten und Polieren von Prothesenkunststoffen, sonstigen Kunststoffapparaturen und Kunststoffabformlöffeln, ohne dass zusätzliche Polierpasten verwendet werden müssen.



## Anwendungsbereiche

- Zum konturierenden Beschleifen werden die grobkörnigen dunkelgrauen AcryPoints eingesetzt.
- Zum Finieren und zur Vorpolitur sind die braunen AcryPoints mittlerer Körnung vorgesehen.
- Zur Politur werden die feinkörnigen hellgrauen AcryPoints verwendet.



## VORTEILE

- Drei abgestimmte Polierstufen
- Optimale Oberflächenpolitur für PMMA
- Exakt auf das Schleifkorn abgestimmtes Bindemittel
- Hochglanzpolitur ohne zusätzliche Poliermittel
- Vibrationsarmes Arbeiten
- Hitzearme Anwendung



	Form	BP1	PC2
	ISO-Nr.	100	050
Dunkelgrau	H 6 St.	0426	
	H 12 St.		0423
Braun	H 6 St.	0427	
	H 12 St.		0424
Hellgrau	H 6 St.	0428	
	H 12 St.		0425



**Min<sup>-1</sup>** Empf. 5.000 - 10.000 / Max. 15.000 / AD 3 - 5 N  
Nicht zur intraoralen Anwendung geeignet!

Best.-Nr.	Menge	Produkt
0423-0425	12 St.	AcryPoint, Form PC2, Schaft H
0426-0428	6 St.	AcryPoint, Form BP1, Schaft H