

AcryPoint

Per resine PMMA

I gommini al silicone AcryPoint sono indicati per la levigatura, rifinitura e lucidatura di resine per protesi, di altre apparecchiature in resina e cucchiari per impronte in resina, senza l'utilizzo aggiuntivo di paste lucidanti.



Indicazioni

- Per sgrassare si utilizzano i gommini AcryPoint grigio scuro a grana grossa.
- Per la rifinitura e prelucidatura sono previsti i gommini AcryPoint marroni a grana media.
- Per la lucidatura si utilizzano i gommini AcryPoint grigio chiaro a grana fine.



VANTAGGI

- Tre fasi di lucidatura
- Ottimale lucidatura superficiale per PMMA
- Unione ottimale e duratura tra legante e grani abrasivi
- Lucidatura a specchio senza l'aggiunta di agenti lucidanti
- Lucidatura con limitate vibrazioni
- Limitato sviluppo di calore



	Forma	BP1	PC2
	ISO-N.	100	050
Grigio scuro	HP 6 pz.	0426	
	HP 12 pz.		0423
Marrone	HP 6 pz.	0427	
	HP 12 pz.		0424
Grigio chiaro	HP 6 pz.	0428	
	HP 12 pz.		0425



Min⁻¹ Cons. 5.000-10.000 / Max. 15.000 / PU 3-5 N
Non adatti per un utilizzo intraorale!

PN	Quantità	Prodotto
0423-0425	12 pz.	AcryPoint, forma PC2, gambo HP
0426-0428	6 pz.	AcryPoint, forma BP1, gambo HP