




# BEAUTIFIL Flow

## Fließfähiges Füllungsmaterial für ästhetische Restaurationen

Beautifil Flow wird in den beiden Ausprägungsformen „zähfließend“ (F02) und „leichtfließend“ (F10) angeboten und ist farblich optimal auf Beautifil II abgestimmt. In Verbindung mit dem Adhäsivsystem FL-Bond II steht ein abgerundetes und sicheres, hoch fluoridierendes Werkstoffsystem mit ästhetischer Lösungskompetenz zur Verfügung. Die speziell auf die Bedürfnisse des Anwenders entwickelte Spritze unterstützt die einfache und hygienische Applikation des Materials ohne zu tropfen.



### Anwendungsbereiche

- Kleine und flache Restaurationen (Kavitäten Klasse I bis III und V)
- Füllungen von Milchzähnen
- Unterfüllungen
- Reparaturen an frakturierten Keramik- und Kompositrestaurationen
- Fissurenversiegelung (siehe Seite 89)
- Ausblocken von Unterschnitten

Farbe	Best.-Nr. 2 g
<b>F02 - ZÄHFLIESSEND</b>	
A1	1431
A2	1432
A3	1433
A3,5	1434
A4	1435
A30 (opakes A3)	1449
G (Gum)	1451

Farbe	Best.-Nr. 2 g
<b>F10 - LEICHTFLIESSEND</b>	
A1	1461
A2	1462
A3	1463
A3,5	1464
A4	1465
A30 (opakes A3)	1479
A3T (Transluzent)	1482

Best.-Nr.	Menge	Produkt
1431-1451	2 g	Beautifil Flow F02 - Spritze
1461-1482	2 g	Beautifil Flow F10 - Spritze

## VORTEILE

- Hohe Wasserresistenz und Langzeitstabilität
- Fluoridabgabe und -aufnahme
- Gute Röntgensichtbarkeit
- Naturidentische Lichtstreuung
- Innovatives Spritzendesign mit 360° Griffhalterung und Tropfschutz

