


BEAUTIFIL Flow

Materiale di riempimento fluido per restauri estetici

Beautiful Flow è disponibile con due consistenze diverse, “denso” (F02) e “fluida” (F10) e si abbina cromaticamente in modo ottimale con Beautiful II.

Il suo utilizzo in combinazione con il sistema adesivo FL-Bond II garantisce un sistema di materiali sicuro, estetico, ad elevato rilascio di fluoro. La siringa, appositamente studiata per soddisfare le esigenze dei dentisti, permette di applicare il materiale in modo semplice e igienico senza sgocciolare.



Indicazioni

- Restauri piccoli e piatti (cavità classe da I a III e V)
- Otturazioni di denti decidui
- Sottofondi
- Riparazioni di restauri fratturati in ceramica e composito
- Sigillatura dei solchi (vedi pag. 85)
- Scaricamento dei sottosquadri

Colore	PN 2 g
F02 - DENSO	
A1	1431
A2	1432
A3	1433
A3,5	1434
A4	1435
A30 (opaco A3)	1449
G (Gum)	1451

Colore	PN 2 g
F10 - FLUIDO	
A1	1461
A2	1462
A3	1463
A3,5	1464
A4	1465
A30 (opaco A3)	1479
A3T (traslucente)	1482

PN	Quantità	Prodotto
1431-1451	2 g	Beautiful Flow F02 - siringa
1461-1482	2 g	Beautiful Flow F10 - siringa

VANTAGGI

- Elevata resistenza all'acqua e stabilità a lunga durata
- Rilascio e ricarica di fluoro
- Buona radiopacità
- Diffusione della luce come nei denti naturali
- Design innovativo della siringa con impugnatura a 360° e sistema antigoccia

