




BEAUTIFIL Flow Plus

Injizierbares Füllungskomposit für den Front- und Seitenzahnbereich

Beautifil Flow Plus verbindet die Applikationseigenschaften eines Flows mit der Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Ästhetik von stopfbaren Hybridkompositen. Es ist für jede Indikation freigegeben – einschließlich okklusal belasteter Flächen und approximaler Ränder. Mit verbesserten Handling-Eigenschaften, die eine injizierbare Applikation erlauben, war die Restauration von Seitenzähnen nie einfacher. Zudem reduzieren die Fähigkeit zur Freisetzung und Aufnahme von Fluorid sowie die Widerstandsfähigkeit gegen bakterielle Besiedlung das Auftreten von Sekundärkaries.



Beautifil Flow Plus steht in einer injektionsfähigen, aber absolut standfesten Variante „F00“ und einer moderat fließfähigen Variante „F03“ zur Verfügung. Beide können in den bekannten Flow-Indikationen, aber auch für die Füllungstherapie im Front- und Seitenzahnbereich, einschließlich okklusionstragender Klasse-I- und -II-Restaurationen, eingesetzt werden. Dank eines um 360° drehbaren „finger-grips“ und einer auswechselbaren feinen Kanüle können die Flow-Plus-Komposite unkompliziert direkt aus den Spritzen appliziert werden.

Ein breites Farbangebot und unterschiedliche Opazitätsstufen für ästhetische Restaurationen in der Ein- als auch Mehrfachfarbtechnik stehen zur Verfügung.

VORTEILE

- Restauration von Kavitäten der Klassen I bis V
- Hohe Dehngrenze und Biegefestigkeit
- Anwendung der „Cone Technique“ möglich
- Chamäleon-Eigenschaften mit natürlicher Ästhetik
- Nachhaltige Fluoridfreigabe und -aufnahme
- Außergewöhnliche Röntgenopazität

Anwendungsbereiche

■ F00 – ZERO FLOW

Zum Formen der okklusalen Anatomie, Randleisten und komplizierter Oberflächendetails; für Restaurationen aller Kavitätenklassen

■ F03 – LOW FLOW

Zur Restauration von Fissuren und gingivanahen Defekten; Auftrag als Baseline





F00 – absolut standfest (Zero Flow)

Farbe	Best.-Nr. 2,2 g	Farbe	Best.-Nr. 0,21 g
SPRITZE		TIPS, 20 St.	
A1	2001	A1	2201
A2	2002	A2	2202
A3	2003	A3	2203
A3,5	2004	A3,5	2204
A4	2005	A4	2205
B1	2062	B1	2206
B2	2063	B2	2207
C2	2064	C2	2208
D2	2065	D2	2209
SA0,5	2000	SA0,5	2200
SA0,50 (opakes A0,5)	2006	SA0,50 (opakes A0,5)	2211
A10 (opakes A1)	2007	A10 (opakes A1)	2212
A20 (opakes A2)	2008	A20 (opakes A2)	2213
Inc (Incisal)	2010	Inc (Incisal)	2215
BW (Bleaching White)	2011	BW (Bleaching White)	2216

F03 – moderat fließfähig (Low Flow)

Farbe	Best.-Nr. 2,2 g	Farbe	Best.-Nr. 0,21 g
SPRITZE		TIPS, 20 St.	
A1	2014	A1	2219
A2	2015	A2	2220
A3	2016	A3	2221
A3,5	2017	A3,5	2222
A4	2018	A4	2223
B1	2066	B1	2224
B2	2067	B2	2225
C2	2068	C2	2226
D2	2069	D2	2227
SA0,5	2013	SA0,5	2218
A20 (opakes A2)	2020	A20 (opakes A2)	2229
A30 (opakes A3)	2021	A30 (opakes A3)	2230
Inc (Incisal)	2023	Inc (Incisal)	2232
BW (Bleaching White)	2024	BW (Bleaching White)	2233
MI (Milky)	2026	MI (Milky)	2235
CV (Cervical)	2027	CV (Cervical)	2236

Standard Kit



Standard Kit

- je 1 Spritze à 2,2 g Beautifil Flow Plus F00 und F03, Farbe A2
- je 1 Spritze à 2,2 g Beautifil Flow Plus F00 und F03, Farbe A3

Best.-Nr.	Menge	Produkt
2000S	1 St.	Beautifil Flow Plus Standard Kit
2000-2027, 2062-2069	2,2 g	Beautifil Flow Plus - Spritze
2200-2236	0,21 g	Beautifil Flow Plus - Tips, 20 St.