


BEAUTIFIL Flow Plus

Composito di riempimento fluido per denti anteriori e posteriori

Beautifil Flow Plus combina le caratteristiche di applicazione di un materiale fluido con la stabilità, la durata e l'estetica dei compositi ibridi modellabili. E' stato approvato per ogni indicazione, comprese le superfici occlusali e i bordi prossimali. Con le migliorate caratteristiche di lavorazione, che permettono di iniettare il materiale, il restauro dei denti posteriori non è mai stato così semplice. Inoltre la capacità di rilasciare e assorbire fluoro e la resistenza contro la colonizzazione batterica riducono l'insorgenza di carie secondarie.



Beautifil Flow Plus è disponibile nelle varianti "F00", con consistenza più densa e "F03" con consistenza più fluida.

Entrambi possono essere utilizzati per le indicazioni note dei materiali flow, ma anche per la terapia delle otturazioni nella regione dei denti anteriori e posteriori, compresi i restauri occlusali di I e II classe. Grazie all'impugnatura ergonomica "finger-grips" orientabile a 360° e ad una sottile cannula intercambiabile, i compositi Flow-Plus possono essere applicati direttamente con le siringhe.

Sono disponibili un'ampia gamma di colori e diversi livelli d'opacità per restauri estetici con la tecnica ad uno o più colori.

VANTAGGI

Restauro di cavità dalla I alla V classe

Elevato limite elastico e resistenza alla flessione

Applicazione della "Cone Technique"

Estetica naturale con effetto camaleonte

Rilascio e ricarica di fluoro

Radiopacità straordinaria

Indicazioni

■ F00 ZERO FLOW

Per modellare l'anatomia occlusale, le linee di transizione e i dettagli superficiali; per restauri di tutte le classi di cavità

■ F03 LOW FLOW

Per il restauro di solchi e difetti in prossimità della gengiva; serve come liner di base





F00 - più denso (Zero Flow)

Colore	PN 2,2 g	Colore	PN 0,21 g
SIRINGA		TIPS, 20 pz.	
A1	2001	A1	2201
A2	2002	A2	2202
A3	2003	A3	2203
A3,5	2004	A3,5	2204
A4	2005	A4	2205
B1	2062	B1	2206
B2	2063	B2	2207
C2	2064	C2	2208
D2	2065	D2	2209
SA0,5	2000	SA0,5	2200
SA0,50 (opaco A0,5)	2006	SA0,50 (opaco A0,5)	2211
A10 (opaco A1)	2007	A10 (opaco A1)	2212
A20 (opaco A2)	2008	A20 (opaco A2)	2213
Inc (Incisal)	2010	Inc (Incisal)	2215
BW (Bleaching White)	2011	BW (Bleaching White)	2216

F03 - più fluido (Low Flow)

Colore	PN 2,2 g	Colore	PN 0,21 g
SIRINGA		TIPS, 20 pz.	
A1	2014	A1	2219
A2	2015	A2	2220
A3	2016	A3	2221
A3,5	2017	A3,5	2222
A4	2018	A4	2223
B1	2066	B1	2224
B2	2067	B2	2225
C2	2068	C2	2226
D2	2069	D2	2227
SA0,5	2013	SA0,5	2218
A20 (opaco A2)	2020	A20 (opaco A2)	2229
A30 (opaco A3)	2021	A30 (opaco A3)	2230
Inc (Incisal)	2023	Inc (Incisal)	2232
BW (Bleaching White)	2024	BW (Bleaching White)	2233
MI (Milky)	2026	MI (Milky)	2235
CV (Cervical)	2027	CV (Cervical)	2236

Standard Kit



Standard Kit

- 2 siringhe da 2,2 g cad. di Beautifil Flow Plus F00 e F03 nei colori A2 e A3
- accessori

PN	Quantità	Prodotto
2000S	1 pz.	Beautifil Flow Plus Standard Kit
2001-2069	2,2 g	Beautifil Flow Plus - siringa
2201-2236	0,21 g	Beautifil Flow Plus - tips, 20 pz.