

# Portafrese

Per una gestione pratica e sistematica

I portafrese Bur Block e Bur Station II sono ideali per la conservazione di strumenti a turbina (FG) e contrangolo (CA). Garantiscono ordine, sono facili da maneggiare e rappresentano un aiuto sicuro per il trasporto di 12 strumenti FG e 6 strumenti CA. A seconda del campo d'applicazione si possono comporre diversi kit di strumenti personalizzati.



## Bur Block

Il pratico coperchio del portafrese Bur Block protegge gli strumenti; i lati aperti permettono di disinfettare e sterilizzare completamente fino a 18 strumenti (12x FG e 6x CA). A seconda del campo d'applicazione (preparazione di cavità ecc.), è quindi possibile realizzare un kit di strumenti personalizzato in base al colore.

- Struttura in alluminio con coperchio
- 5 colori: nero, blu, oro, verde, rosso
- Dimensioni: 4,4 x 3,1 x 2,6 cm
- Per 12 strumenti con gambo per turbina e 6 per contrangolo



## Bur Station II

Il portafrese Bur Station II per la conservazione e sterilizzazione di 17 strumenti (11x FG e 6x CA) è realizzato in resina multifunzionale, presenta un'elevata resistenza termica (< 140 °C) e si contraddistingue per la sua marcata resistenza contro gli agenti chimici. E' disponibile in due colori.

- Struttura in resina multifunzionale con coperchio
- 2 colori: giallo, azzurro
- Dimensioni: 4,2 x 2,2 x 3 cm
- Per 11 strumenti con gambo per turbina e 6 per contrangolo

## VANTAGGI

Può essere chiuso con sicurezza  
Autoclavabile e disinfettabile

PN	Quantità	Prodotto
92BK	1 pz.	Bur Block, nero
92BL	1 pz.	Bur Block, blu
92GL	1 pz.	Bur Block, oro
92GN	1 pz.	Bur Block, verde
92MN	1 pz.	Bur Block, rosso
0796	1 pz.	Bur Station II, giallo
0797	1 pz.	Bur Station II, azzurro