

# Ceramage Finishing & Polishing Kit

Für Mikro-Hybrid-Komposite mit einem hohen keramischen Füllstoffgehalt

Das Sortiment enthält alle wichtigen rotierenden Instrumente für die systematische Ausarbeitung und Politur von Ceramage, Ceramage UP und hochgefüllten Mikro-Hybrid-Kompositen. Die Auswahl der Formen ermöglicht auch die Bearbeitung von okklusalen oder interdentalen Bereichen.

## Inhalt

Robot Carbide Fissuren-Bohrer: 1x SH 97

Dura-Green: je 1x IC9, PC1, WH6

CompoMaster Coarse: je 1x Walze, KN7, WH6

CompoMaster: je 1x Walze, KN7, WH6

Best.-Nr.	Menge	Produkt
0333	1 St.	Ceramage Finishing & Polishing Kit, Schaft H

