

CERAMAGE UP

Fließfähiges, lichthärtendes Mikro-Hybrid-Komposit für die freie Schichttechnik

Dieser neuartige High-Tech-Werkstoff vereint alle positiven Eigenschaften von Keramik und Komposit. Das aufeinander aufbauende Schichtkonzept mit opalisierenden Schmelz- und Transluzenzmassen und deren lichtoptische Eigenschaften, die denen natürlicher Zähne nachempfunden wurden, ermöglicht ästhetische Restaurationen, die eine Brillanz bei allen Lichtverhältnissen zeigen. Die keramisch gefüllten Matrix und die homogen verdichtete Nanostruktur garantieren höchste Abrasionsbeständigkeit, Biegefestigkeit und Farbstabilität.



Die gebrauchsfertigen, thixotropen Massen erlauben ein freies Modellieren der Zahnformen direkt aus dem Dispenser, mit einer Sonde oder einem Pinsel.


Die Einzelmassen sind fließfähig, dennoch standfest, leicht modellier-, konturier- und polierbar und für uneingeschränkte Individualisierungen untereinander mischbar.

VORTEILE

- Nahezu uneingeschränkte Vielfalt an Indikationen
- Einfache Reproduktion aller Zahnfarben nach dem VITA* Classical System
- Natürliche Ästhetik und Opaleszenz
- Herausragende Festigkeiten und Abrasionseigenschaften
- Exzellente Polierbarkeit und Oberflächendichte
- Plaqueresistent und farbstabil

Anwendungsbereiche

- Vollverblendete Kronen, Brücken, Teleskop- und Implant-Suprakonstruktionen
- Geschiebearbeiten
- Okklusalverblendungen
- Inlays / Onlays und Veneers
- Langzeitprovisorien
- Charakterisieren von Prothesenzähnen



CERAMAGE UP - Sets und Einzelkomponenten



8 Color Set

Basissortiment zur Herstellung von Restaurationen in den Farben A1 bis A4, B2, B3 und C2

- Universal Pre-Opaque, 2 ml • 9x Universal Opaque, je 2 ml
- 4x Halsmasse, je 5 g • 8x Opaque Dentin, je 5 g • 8x Dentin, je 5 g
- 4x Schneide, je 5 g • 4x Transluzent, je 5 g • Effektmasse (Concentrate), 5 g
- Universal Oxy-Barrier, 10 g • Ceramage Finishing & Polishing Kit
- Dura-Polish, 20 g • Dura-Polish DIA, 5 g • Pinsel Uni Brush No. 5
- 10 Anmischschalen • Anmischblock Pro-Pad • Lichtschutzkappe
- 30 Spritzenaufsätze mit Verschlusskappen • 5 Spritzengriffe (Dispenser)
- Farbtafel • Verarbeitungsanleitung

Hinweis: MZ Primer Plus mitbestellen (s. S. 72)

2 Color Set

Rationeller Einstieg in die Ceramage UP-Technik; für Restaurationen in den Farben A2 und A3

- Universal Pre-Opaque, 2 ml • 2x Universal Opaque, je 2 ml
- Halsmasse, 5 g • 2x Dentin, je 5 g • 2x Schneide, je 5 g • Transluzent, 5 g
- Universal Oxy-Barrier, 10 g • Dura-Polish, 20 g • Dura-Polish DIA, 5 g
- Pinsel Uni Brush No. 5 • 10 Anmischschalen • Anmischblock Pro-Pad
- Lichtschutzkappe • 10 Spritzenaufsätze mit Verschlusskappen
- 2 Spritzengriffe (Dispenser) • Farbtafel • Verarbeitungsanleitung

Best.-Nr.	Menge	Produkt
2305	1 St.	Ceramage UP 8 Color Set
2306	1 St.	Ceramage UP 2 Color Set
2311-2400	1 St.	Ceramage UP Spritze, 5 g

info

Pre-Opaque, Opaker und Opaker Effektmassen des Universal Opaque Systems verwenden!

Nähere Informationen auf Seite 132

Farbe	Best.-Nr. 5 g
DENTIN	
W0B	2331
W1B	2332
W2B	2333
W3B	2334
A1B	2335
A2B	2336
A3B	2337
A3,5B	2338
A4B	2339
rootAB	2340
B1B	2341
B2B	2342
B3B	2343
B4B	2344
C1B	2345
C2B	2346
C3B	2347
C4B	2348
D2B	2349
D3B	2350
D4B	2351
OPAQUE DENTIN	
ODA1	2311
ODA2	2312
ODA3	2313
ODA3,5	2314
ODA4	2315
ODrootA	2316
ODB1	2317
ODB2	2318
ODB3	2319
ODB4	2320
ODC1	2321
ODC2	2322
ODC3	2323
ODC4	2324
ODD2	2325
ODD3	2326
ODD4	2327

Farbe	Best.-Nr. 5 g
HALSMASSEN	
AC1	2381
AC2	2382
BC1	2383
BC2	2384
CC1	2385
CC2	2386
DC1	2387
DC2	2388
SCHNEIDE	
56	2355
57	2356
58	2357
59	2358
60	2359
TRANSLUZENZMASSEN	
T	2361
HVT	2362
LVT	2363
T-Glass	2364
BG	2365
GT	2366
CT-A	2367
CT-B	2368
EFFEKTMASSEN	
MY	2371
WE	2372
OC	2373
AM-Y	2374
W	2375
ZAHNFLEISCHMASSEN	
GUM-L	2391
GUM-D	2392
GUM-Or	2393
GUM-Br	2394
GUM-V	2395
GUM-R	2396
GUM-DP	2397
GUM-LP	2398
GUM-P	2399
GUM-SP	2400
GUM-T	2369