



Composite Polishing Kit

Für die Ausarbeitung und Politur von Komposit-Restaurationen

Das Kit enthält alle Instrumente zum Ausarbeiten, Finieren und Polieren aller Arten von Komposit-Restaurationen: Dura-Green Steine zur Reduktion grober Überschüsse, Dura-White Steine zum Finieren, CompoSite Instrumente zur Vorpolitur und CompoSite Fine Polierer zur Glanzpolitur ohne Schmelzbeschädigung.

Inhalt

Dura-Green: je 1x CN1, FL2

Dura-White: je 1x CN1, FL2

CompoSite: je 2x Walze, Linse, Rad

CompoSite Fine: je 1x Kelch, Scheibe

Best.-Nr.	Menge	Produkt
0310	1 St.	Composite Polishing Kit, Schaft W

