



Composite Technique Kit

Für Komposit-Restaurationen

Schnell, einfach und ohne Zusätze finieren und polieren die CompoSite und CompoSite Fine Polierer die gesamte Oberflächenstruktur einer weißen Füllung in nur zwei Schritten. Durch gleichzeitige Versiegelung der Oberfläche wird einer bakteriellen Infiltration vorgebeugt.

Inhalt

Dura-White: je 1x CN1, FL2

CompoSite: je 1x Walze, Linse, Rad, Scheibe, Kelch, Midispitze, Birne, IC

CompoSite Fine: je 1x Walze, Linse, Rad, Scheibe, Kelch, Midispitze, Birne, IC

| Best.-Nr. | Menge | Produkt |
|-----------|-------|-----------------------------------|
| 0322 | 1 St. | Composite Technique Kit, Schaft W |

