

DirectDia Paste

Pasta lucidante diamantata per la lucidatura a specchio intra ed extraorale

La pasta DirectDia è composta fino al 20% di particelle di diamante con una granulometria di 2-4 µm. In breve tempo si ottiene una lucidatura a specchio perfetta sullo smalto naturale del dente e su tutti i materiali dei restauri (ceramica, compositi per rivestimenti estetici e otturazioni, metalli ecc.). La pasta ha un gradevole sapore di limone ed è facilmente riconoscibile in bocca per la sua colorazione verde.



Per un dente basta la quantità pari a un chicco di riso



Utilizzo del disco Super-Snap Buff Disk



Facilmente identificabile per la sua colorazione verde

Indicazioni

- Eliminazione di decolorazioni e lucidatura a specchio di tutti i materiali per restauri
- Rimozione della placca dentale e lucidatura finale dei denti naturali

PN	Quantità	Prodotto
0558	1 siringa	DirectDia Paste, 3 g 2 puntali dosatori con cappuccio

VANTAGGI

- Colorazione verde facilmente riconoscibile nel cavo orale
- Esatto dosaggio grazie all'apposito puntale d'applicazione
- Viscosità adatta ad un facile utilizzo
- Gradevole sapore di limone

info

Si consiglia di utilizzare la pasta lucidante con gli strumenti Super-Snap Buff Disks e Buff Mini-Disks. I feltrini flessibili permettono un'applicazione efficace e riescono a raggiungere tutte le aree del dente naturale.

Per evitare spruzzi o un eccessivo sviluppo di calore usare sempre gli strumenti rotanti con una velocità inferiore a 10.000 giri/min.

Non è necessario avere una superficie asciutta. Alla fine sciacquare semplicemente con acqua.

