

Dura-Polish ■ Dura-Polish DIA

Polierpastensystem

Dura-Polish ist zu mehr als 73 Gew.-% mit feinen Aluminiumoxid-Partikeln imprägniert und führt bei der Vorpolitur von Komposit, Metall, Prothesenkunststoffen und PMMA gerade in unzugänglichen Bereichen zu einer äußerst homogenen Oberfläche.

Mit mehr als 67 Gew.-% enthält Dura-Polish DIA einen unerreicht hohen Anteil an Industriediamanten. Durch die ultrafeine Partikelstruktur von $< 1 \mu\text{m}$ schafft die Polierpaste auf Kompositen und Keramik innerhalb kürzester Zeit einen exzellenten und beständigen Hochglanz.



Anwendungsbereiche

■ DURA-POLISH

Vorpolitur und Politur von Komposit, Metall und Prothesenkunststoff

■ DURA-POLISH DIA

Hochglanzpolitur von Komposit und Keramik, Zirkoniumdioxid und Metallen



Min⁻¹ Max. 10.000

Nicht zur intraoralen Verwendung geeignet!

VORTEILE

Gutes Haftvermögen und damit sicherer Kontakt zur Oberfläche

Feste Konsistenz, daher geringe Spritzgefahr

Sparsam im Verbrauch

Herausragende Poliereigenschaften

Best.-Nr.	Menge	Produkt
0552	1 Dose	Dura-Polish, 20 g
0554	1 Dose	Dura-Polish DIA, 5 g

