

Dura-Polish ■ Dura-Polish DIA

Sistema di paste lucidanti

La pasta lucidante Dura-Polish è impregnata per più del 73% del suo peso con particelle di ossido di alluminio e permette di ottenere una superficie estremamente omogenea nella prelucidatura di composito, metallo, resina per protesi e PMMA, specialmente nei punti difficilmente accessibili.

Dura-Polish DIA contiene una percentuale estremamente elevata (più del 67% del peso) di diamanti industriali. Grazie alla struttura ultrafine delle particelle ($< 1 \mu\text{m}$), questa pasta lucidante ottiene in breve tempo una lucentezza eccellente e duratura su compositi e ceramica.



Indicazioni

■ DURA-POLISH

Prelucidatura e lucidatura di composito, metallo e resina per protesi

■ DURA-POLISH DIA

Lucidatura a specchio di composito e ceramica, ossido di zirconio e metalli



Min⁻¹ Max. 10.000

Non indicato per un utilizzo intraorale!

VANTAGGI

Consistenza ottimale per una facile applicazione

La consistenza della pasta lucidante minimizza il rischio di spruzzi

E' sufficiente usarne un piccolo quantitativo

Eccellenti caratteristiche di lucidatura

PN	Quantità	Prodotto
0552	1 barattolo	Dura-Polish, 20 g
0554	1 barattolo	Dura-Polish DIA, 5 g

