

# GIC Polishing Kit

Für die Politur von Glasionomer- und Kompomer-Restaurationen

Das Kit enthält alle wichtigen Instrumente für die materialgerechte Korrektur und Politur von Restaurationen aus herkömmlichen Glasionomeren, kunststoffmodifiziertem Glasionomer und Kompomeren.

## Inhalt

T&F Hybrid Points: je 1x 7406, 7803

Dura-White: je 1x CN1, FL2, RD1, RD2

CompoSite: je 1x Kelch, Linse, Midispitze

Ceramisté Ultra II: je 1x Kelch, Linse, Midispitze

Best.-Nr.	Menge	Produkt
0323	1 St.	GIC Polishing Kit, Schaft W-FG-Kombination

