

# Gingi Curettage diamantate

Per preparazioni di corone, ponti e monconi

Le punte diamantate di colore oro con granulometria standard sono indicate per la realizzazione di un chamfer nelle preparazioni di corone e ponti. Esse creano i presupposti ottimali per una presa delle impronte precisa. Presentano un'inclinazione di 3° ed una punta inclinata di 45° rispetto all'asse; il raggio della punta misura 1,52 mm.

<b>PN</b>	C061-1	C062-1	C063-1	C081-1	C082-1	C083-1	C084-1	C085-1	C101-1	C102-1	C103-1
<b>ISO-N.</b>	012	014	017	013	016	018	019	021	014	015	021
<b>Lunghezza testa (mm)</b>	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0



Cons. 160.000 - 450.000 / PU 0 - 0,8 N

PN	Quantità	Prodotto
C061-1 - C103-1	6 pz.	Gingi Curettage diamantate, gambo FG
C200	1 pz.	Gingi Curettage Diamonds Kit

## Indicazioni

■ IN STUDIO

Per preparazioni di corone, ponti e monconi

## Campo d'impiego

Indicate per i seguenti materiali:  
sostanza dura del dente



## VANTAGGI

- Distribuzione precisa ed omogenea delle particelle di diamante
- Movimento di rotazione preciso
- Funzionamento con limitate vibrazioni
- Elevata efficienza abrasiva con una leggera pressione di utilizzo e raffreddamento sicuro

## info

La codifica cromatica del codice articolo indica la velocità massima ammessa:

- Ciano** max. 450.000 giri/min.
- Blu** max. 300.000 giri/min.
- Arancione** max. 160.000 giri/min.



Gingi Curettage Diamonds Kit contiene le sei forme più usate C062-1, C081-1, C083-1, C084-1, C102-1 e C103-1.