



Glaslonomer Base Cement

Zum Aufbau von Dentin und als Liner unter Füllungsmaterialien

Glaslonomer Base Cement ist ein radiopaker Unterfüllungszement, der sich auch als Dentinersatz eignet. Er geht einen chemischen Verbund mit Dentin und Schmelz ein und ist besonders gewebefreundlich. Das Pulver ist in einer gelblichen Dentinfarbe und in Weiß als Aufheller zur Erzielung hellerer Zahnfarben erhältlich.

Anwendungsbereiche

Unterfüllungen bei Amalgam- und Komposit-Füllungen sowie bei keramischen Restaurationen

Best.-Nr.	Menge	Produkt
1110	1 St.	Glaslonomer Base Cement Set gelb, Pulver 15 g, Flüssigkeit 5 ml
1113	15 g	Glaslonomer Base Cement Pulver, weiß
1114	5 ml	Glaslonomer Base Cement Flüssigkeit

