



Glaslonomer Cement CX-Plus

Radiopaker Befestigungszement

Glaslonomer Cement CX-Plus wird für die Befestigung von Stiften, Kronen, Brücken, Inlays und Brackets empfohlen; er ist ebenfalls ideal geeignet zur Befestigung größerer Brücken. Er bietet eine verlängerte Verarbeitungszeit und zeigt eine geringe Feuchtigkeitsempfindlichkeit während der anfänglichen Abbindung.



Best.-Nr.	Menge	Produkt
1166	1 St.	CX-Plus Set Pulver 35 g, Flüssigkeit 17 ml
1167	35 g	CX-Plus Pulver
1168	17 ml	CX-Plus Flüssigkeit
1169	1 St.	CX-Plus TripleKit 3x Pulver 35 g, 3x Flüssigkeit 17 ml
1187	1 St.	CX-Plus Mini-Set Pulver 15 g, Flüssigkeit 8 ml