

HI DENSE

Silberverstärktes Glasionomer-Füllungsmaterial, stopfbar wie Amalgam

HI DENSE enthält sphärische Partikel einer Silber-Zinn-Legierung in einem speziell entwickelten Glas-ionomer, wodurch dieser Zement hervorragende physikalische Eigenschaften zeigt.



Best.-Nr.	Menge	Produkt
3110	1 St.	HI DENSE Dual Pack Pulver 10 g, Flüssigkeit 5 ml
3111	10 g	HI DENSE Pulver
3112	5 ml	HI DENSE Flüssigkeit
3113	1 St.	HI DENSE Jumbo Dual Pack Pulver 30 g, Flüssigkeit 10 ml

Anwendungsbereiche

- Kavitäten der Klassen I und II in Milchzähnen
- Reparatur von Zähnen und Amalgam-Restorationen
- Grundfüllung unter Amalgam und Posterior-Komposit
- wenn Röntgensichtbarkeit wichtiger ist als Ästhetik
- Stumpfaufbau
- Langzeiterersatz für Höckerfrakturen
- Reparatur von Kronenrändern