



HY-Bond Polycarboxylate Cement

Befestigungszement

HY-Bond Polycarboxylate Cement enthält patentierten Tannin-Fluorid-Zusatz, der die Tubuli wirksam verschließt.



Anwendungsbereiche

- Direkte Befestigung von Kronen, Brücken und Inlays
- Lining von Kavitäten und Läsionen

Best.-Nr.	Menge	Produkt
1160	1 St.	HY-Bond Polycarboxylate Cement Set Pulver 60 g, Flüssigkeit 33 ml, Messlöffel
1161	60 g	HY-Bond Polycarboxylate Pulver
1162	33 ml	HY-Bond Polycarboxylate Flüssigkeit

VORTEILE

- Chemischer Verbund von Zahn-
substanz und Metall
- Hoher Haftwert
- Röntgensichtbar
- Mit Tannin-Fluorid-Zusatz