

# HY-Bond Temporary Cement – Soft



## Provisorischer Polycarboxylat-Zement

Bei diesem provisorischen Zementtyp wurde der Polycarboxylatzement-Basiswerkstoff mit Tannin-Fluorid-Zusatz kombiniert. Er eignet sich hervorragend für provisorische Befestigungen.



### Anwendungsbereiche

- Temporäre Zementierung von Provisorien
- Indirekte Pulpaüberkappung, temporäre Versiegelung nach der Kavitätenpräparation
- Provisorische Füllung von Milchzahnkavitäten

## VORTEILE

- Kurze Abbindezeit
- Eugenolfrei
- Geruchs- und geschmacksneutral
- Leicht zu entfernen
- Leicht anzumischen und angenehm zu verarbeiten
- Enthält den patentierten Tannin-Fluorid-Zusatz (HY-Agent)

Best.-Nr.	Menge	Produkt
1173	1 St.	<b>HY-Bond Temporary Cement - Soft Set</b> , Pulver 125 g, Flüssigkeit 60 ml, Messlöffel