

# Keramikpinsel

Naturhaar- und synthetische Keramikpinsel mit angenehmen Modelliereigenschaften und äußerst langer Standzeit

Hochwertige Keramikpinsel sind die Basis für ein präzises und zeitsparendes Schichten von natürlichen Zahnformen. Die SHOFU Naturhaarpinsel zeichnen sich durch ihre feine, stabile Spitze und ihre kontinuierliche Feuchtigkeitsabgabe aus.

Best.-Nr.	Menge	Produkt
6985	1 St.	Porcelain Brush Set
6986	1 St.	Porcelain Brush OP-0
6988	1 St.	Porcelain Brush S-0
6989	1 St.	Porcelain Brush S-1
6991	1 St.	Porcelain Brush P-3
6992	1 St.	Porcelain Brush P-5
6993	1 St.	Porcelain Brush P-7
7191	1 St.	Pinzel Nr. 5 (Nylon)
7192	1 St.	Pinzel Nr. A7 (Naturhaar)



Der Naturhaarpinsel A7 (A= Animal Hair) ist ideal für das Auftragen größerer Keramikmengen sowie das Ausformen graziler Details.

Der synthetische Keramikpinsel Nr. 5 ist aus feinstem Nylonhaar gefertigt und hat sich als „Allround-Pinsel“ für jeden Einsatz in der Keramikschichtung bewährt. Diese Eigenschaften bleiben auch bei der Anwendung glyzerinhaltiger Anmischflüssigkeiten erhalten.



Das **Porcelain Brush-Set** enthält eine Auswahl von 6 Naturhaarpinseln für jeden keramischen Einsatzbereich:

- **OP-0** Flacher Naturhaarpinsel zum rationellen Auftragen von Pastenopakern und Opaque-Linern
- **S-0** Fine-Liner für die Bemalung feinsten natürlicher Farbakzente
- **S-1** Ideal für das Charakterisieren gepresster oder gefräster Keramikobjekte
- **P-3** Allrounder für den täglichen Einsatz
- **P-5** Klassischer Keramikpinsel für jeden Anspruch
- **P-7** Big-Brush-Variante mit feiner Spitze