

Merssage ■ Pressage

Prophylaxe-Pasten für alle Indikationen

Diese Prophylaxe-Pasten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die fluoridhaltigen Merssage Pasten beseitigen Zahnbelag und erzielen eine glattpolierte Zahnoberfläche. Die Pressage Paste ist fluoridfrei und wird zur Anwendung vor dem Bleaching oder der Fissurenversiegelung empfohlen.

Anwendungsbereiche

■ MERSSAGE REGULAR

RDA 170-180, mit Fluorid

Merssage Regular – mit Pfefferminzgeschmack – wird bei stärkeren Zahnverfärbungen und zu Beginn einer Prophylaxe-Behandlung sowie zur Politur von Zahnoberflächen und zur Politur nach der Entfernung von KFO-Geräten angewendet.

■ MERSSAGE FINE

RDA 40-50, mit Fluorid

Merssage Fine – mit Zitronengeschmack – verwendet man zur Beseitigung von Zahnbelag und leichten Verfärbungen, zur Politur nach der Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen.

■ MERSSAGE PLUS

RDA < 10, mit Fluorid

Merssage Plus – mit Orangengeschmack – ist geeignet zur Politur nach der Zahnsteinentfernung und nach dem Bleichen, zur Prävention von neuen Verfärbungen sowie zur Reinigung von Füllungsmaterialien und Politur der Oberfläche.

■ PRESSAGE

RDA 170-180, ohne Fluorid

Die geschmacksneutrale Pressage Paste ist für die Reinigung von Zahnoberflächen vor dem Bleichen und vor dem Auftragen von Ätzmitteln, Haftvermittlern und Fissurenversiegeln bestimmt. Sie enthält kein Fluorid, da dieses Bleichwirkung und Haftverbund beeinträchtigen kann.



Best.-Nr.	Menge	Produkt
0572	1 Tube	Merssage Regular, 40 g
0573	1 Tube	Merssage Fine, 40 g
0575	1 Tube	Merssage Plus, 38 g
0574	1 Tube	Pressage, 40 g



Min⁻¹ Max. 2.000
Kein Wasserspray verwenden!