

Merssage ■ Pressage

Paste per profilassi per tutte le indicazioni

Queste paste per profilassi sono disponibili in diversi tipi. Le paste Merssage contenenti fluoro eliminano la placca e rendono brillante e liscia la superficie del dente. La pasta Pressage non contiene fluoro ed è consigliata prima del bleaching o della sigillatura dei solchi.

Indicazioni

■ MERSSAGE REGULAR

RDA 170-180, con fluoro

Merssage Regular – al sapore di menta – viene utilizzata per rimuovere forti decolorazioni del dente, all'inizio di un trattamento di profilassi e anche per la lucidatura delle superfici dentali soprattutto dopo la rimozione di apparecchi ortodontici.

■ MERSSAGE FINE

RDA 40-50, con fluoro

Merssage Fine – al sapore di limone – viene utilizzata per rimuovere la placca e decolorazioni leggere, per lucidare i denti dopo l'ablazione del tartaro e dopo il bleaching.

■ MERSSAGE PLUS

RDA < 10, con fluoro

Merssage Plus – al sapore d'arancia – è una pasta indicata per la lucidatura dopo l'ablazione del tartaro e dopo il bleaching, per la prevenzione di nuove decolorazioni, per l'eliminazione di materiali di riempimento e per la lucidatura della superficie.

■ PRESSAGE

RDA 170-180, senza fluoro

La pasta Pressage dal sapore neutro è adatta per la pulizia delle superfici dei denti prima del bleaching e prima dell'applicazione di agenti mordenzanti, bonding e sigillanti. Non contiene fluoro perché questa sostanza potrebbe compromettere l'adesione e l'efficacia dello sbiancamento.



PN	Quantità	Prodotto
0572	1 tubetto	Merssage Regular, 40 g
0573	1 tubetto	Merssage Fine, 40 g
0575	1 tubetto	Merssage Plus, 38 g
0574	1 tubetto	Pressage, 40 g



Min⁻¹ Max. 2.000
Non spruzzare acqua!