

Porcelain Laminate Polishing Kit



Systematische Politur von Keramik und Schmelz in drei Stufen

Mit den Polierern Ceramisté Standard, Ceramisté Ultra und Ceramisté Ultra II bietet dieses Kit die richtigen Instrumente für jeden Arbeitsschritt von der Vorpolitur bis zur Hochglanzpolitur. Die Zusammenstellung der Ceramisté Polierer Midspitze und Kelch ist ideal für homogene Randschlüsse zwischen Keramik und Zahnschmelz. Das Kit ist ebenfalls für die Politur von Keramik-Veneers geeignet.

Inhalt

Ceramisté Standard: 4x Kelch, 4x Midspitze

Ceramisté Ultra: 2x Kelch, 2x Midspitze

Ceramisté Ultra II: 1x Kelch, 1x Midspitze

Best.-Nr.	Menge	Produkt
0317	1 St.	Porcelain Laminate Polishing Kit, Schaft W
0318	1 St.	Porcelain Laminate Polishing Kit, Schaft FG

