

# Porcelain Primer



Haftvermittler für die Bindung von Keramik oder Kompositen

Zur adhäsiven Befestigung von Sinter- und Presskeramiken sowie laborgefertigten Kompositen mit Befestigungskompositen – wie beispielsweise ResiCem – steht der Porcelain Primer mit entsprechender Silankomponente zur Verfügung. Der damit zu erzielende Haftverbund des Befestigungskomposits zur Keramik liegt mit ca. 30 MPa Scherfestigkeit in sicheren, auch im Marktvergleich oberen Dimensionen.

Best.-Nr.	Menge	Produkt
3234	5 ml	Porcelain Primer

