

Super-Snap Buff Disk ■ Buff Mini-Disk



Für Komposit-, Keramik- und Gold-Restaurationen

Die Super-Snap Buff Disks und Buff Mini-Disks sind Scheiben mit stirnseitigem Filzbelag, der die teuren Polierpasten während der Anwendung „festhält“ und deren Verspritzen weitestgehend verhindert. Die dünnen, flexiblen Scheiben passen sich allen Zahnoberflächen an. Sie sind ohne Metallzentrum und ohne freiliegendes Mandrell konstruiert, um Kompositverfärbungen oder Rillenbildungen zu verhindern. Ein federleichtes Polieren genügt zur Erzielung von Hochglanz bei Keramik und Komposit. Beste Ergebnisse werden in Verbindung mit den Polierpasten von SHOFU erzielt.



VORTEILE

- Polierpaste haftet an der Filzbeschichtung
- Sauberer und sparsamer Arbeit mit Polierpaste
- Kein Metallzentrum

Anwendungsbereiche

- Filzscheibe für die Pastenpolitur von Komposit-, Keramik- oder Gold-Restaurationen

Best.-Nr.	Menge	Produkt
L523	25 St.	Super-Snap Buff Disk + 1 W-Mandrell
L524	25 St.	Super-Snap Buff Mini-Disk + 1 W-Mandrell
0438	6 St.	FG-Mandrell
0439	6 St.	W-Mandrell

Die Super-Snap Buff Polierscheiben sind Einwegartikel.



Min⁻¹ Empf. 5.000 - 10.000 / Max. 10.000 / Anpressdruck 0,3 - 0,6 N