

T&F Hybrid Points



Feinstkorndiamantschleifkörper zum Finieren von Zahnschmelz, Keramik und Komposit

T&F Hybrid Points mit ihren ultrafeinen Diamantpartikeln erfüllen die Anforderungen moderner, ästhetischer Zahnheilkunde hinsichtlich minimaler Korrekturen und bester Vorbereitung zur Politur.

Die Instrumente sind in 10 unterschiedlichen Formen und Größen für die verschiedensten Präparationsschritte erhältlich und einzeln in Kunststoffbehältern verpackt.

Best.-Nr.	0925-1	0927-1	0929-1	0931-1	0933-1	0935-1	0937-1	0939-1	0941-1	0943-1
ISO-Nr.	018	014	018	014	018	012	009	012	013	011
Kopflänge (mm)	1,6	3,0	3,5	3,0	3,5	4,0	3,7	4,2	6,0	8,0
Bohrer-Nr.	7006	7104	7106	7404	7406	7803	7901	7903	LT1	LT2

Anwendungsbereiche

■ IN DER ZAHNARZTPRAXIS

Finieren von Kompositen; feinste Korrekturen an Zahnschmelz und Keramik

Einsatzbereich

Geeignet für folgende Materialien:
Zahnschmelz, Keramik, Komposit



Das T&F Hybrid Points Kit enthält alle 10 Formen.



Min⁻¹ Empf. 300.000 - 450.000 / AD 0 - 0,8 N

Best.-Nr.	Menge	Produkt
0925-1-0943-1	6 St.	T&F Hybrid Points, Schaft FG
0950	1 St.	T&F Hybrid Points Kit

VORTEILE

Exakte, gleichmäßige Verteilung feinsten Diamantpartikel

Computergesteuertes Herstellungsverfahren

Konstante Schleifleistung

Ideales Oberflächenfinish vor der abschließenden Politur

Präzisionsrundlauf