

# VINTAGE Art LF

Supercolori fluorescenti ceramici a basso punto di fusione per modifiche cromatiche interne ed esterne

Grazie alla struttura ultrafine delle particelle, i supercolori in pasta pronti all'uso, a base di vetro silicato, Vintage Art LF presentano eccellenti caratteristiche di lavorabilità ed applicazione e una straordinaria forza coprente. Sono disponibili in una vasta gamma di tonalità e, con la pittura interna o esterna, conferiscono alle diverse ceramiche dentali un aspetto cromatico naturale e caratterizzazioni individuali. Per soddisfare le svariate esigenze dei restauri estetici sono disponibili 23 colori in tutto.



## Indicazioni

Diverse ceramiche dentali, come disilicato di litio, ceramica pressata, restauri a base di ossido di zirconio e di alluminio, blocchetti ceramici CAD/CAM e sistemi metalloceramici

Temperatura di cottura di ca. 770 °C

## Colori

Colori primari, secondari e supercolori (Shade Stains)

## VANTAGGI

Compatibili con tutte le comuni ceramiche

Facile utilizzo

Applicazione semplice in strati sottili

Adattati alla fluorescenza dei denti naturali

## VINTAGE Art LF - Set e singoli componenti



### Effect Set

Tonalità individuali e Shade Stains per la riproduzione di ogni caratteristica del dente

- 17 colori, 3 g cad.: Pink, Rose-Pink, Corn-Yellow, Blue-Gray, Gray, Orange, Violet, Wine-Red, Vanilla, White, Orange-Brown, Black-Brown, Khaki, A-Shade, B-Shade, C-Shade, D-Shade
- Glazing Paste, 5 g • Vintage Art LF Stain Liquid, 50 ml • tabella colori
- istruzioni d'uso

PN	Quantità	Prodotto
8504	1 St.	Vintage Art LF Effect Set
8670	5 g	Vintage Art LF Glazing Paste
8671-8694	3 g	Vintage Art LF colori singoli
8695	50 ml	Vintage Art LF Stain Liquid

Colore	PN 3 g
<b>BASE COLOR STAINS</b>	
P (Pink)	8671
Y (Yellow)	8672
Bl (Blue)	8673
O (Orange)	8674
V (Violet)	8675
Gr (Green)	8676
B (Black)	8677
W (White)	8678
G (Gray)	8683

Colore	PN 3 g
<b>COLOR STAINS</b>	
DR-Br (Dark-Red Brown)	8679
O-Br (Orange-Brown)	8680
K (Khaki)	8682
Bl-G (Blue-Gray)	8684
CY (Corn-Yellow)	8685
Br (Brown)	8686
B-Br (Black-Brown)	8687
RP (Rose-Pink)	8688
WR (Wine-Red)	8689
Vn (Vanilla)	8694

Colore	PN 3 g
<b>SHADE STAINS</b>	
AS (A-Shade)	8690
BS (B-Shade)	8691
CS (C-Shade)	8692
DS (D-Shade)	8693