



VINTAGE LD Press

Rohlinge zur Herstellung vollkeramischer Restaurationen

Vintage LD Press ist eine Lithiumdisilikat- Glaskeramik in Form von Rohlingen zum Pressen von Inlays, Onlays, Veneers, Kronen und Frontzahnbrücken. Die Press-Rohlinge weisen eine hohe mechanische Festigkeit auf und sind in vier verschiedenen Transluzenzen erhältlich.

■ T (Trans)

hohe Transluzenz in drei Farben
zur Herstellung kleinerer Restaurationen wie Inlays, Onlays und Veneers in der Maltechnik

■ MT (Middle Trans)

mittlere Transluzenz in allen VITA* Classical Farben
für die Cut-Back-, Schicht- und Maltechnik

■ LO (Low Opacity)

niedrige Opazität in fünf Farben
für individuelle Abutments oder leicht verfärbte Präparationen

■ MO (Middle Opacity)

mittlere Opazität in drei Farben
zur Herstellung von Gerüsten für stark verfärbte Präparationen



VORTEILE

Langzeitstabilität aufgrund der hohen mechanischen Festigkeit

Einfache und effiziente Anwendung

Vier verschiedene Transluzenzstufen für eine natürliche Ästhetik unabhängig von der Stumpffarbe

Kombinationsmöglichkeit mit Vintage LD Schichtkeramik und Vintage Art LF Keramikmalfarben



Anwendungsbereiche

Zum Pressen von Kronen, Inlays, Onlays, Veneers und Frontzahnbrücken (bis drei Glieder ohne Molaren)

VINTAGE LD Press - Sets und Einzelkomponenten

Basic Set



Basic Set

Zum Pressen metallfreier Lithiumdisilikat-Restaurationen in den Farben A2, A3 und B2 sowie Rohlinge verschiedener Opazitäten für die Schicht- und Maltechnik

Vintage LD Press

- 40 Rohlinge à 3 g: je 5 St. in den Farben MT-A1, MT-A2, MT-A3, MT-B2, LO-1, LO-2, T-1, T-2

Ceravety Press & Cast

- 5x Pulver à 100 g • Liquid, 100 ml

Trial Kit

5 Rohlinge in verschiedenen Einfärbungen und Transluzenzen für den Einstieg in die Vintage LD Presstechnik

- 5 Rohlinge à 3 g: 2x MT-A2, 2x MT-A3, 1x T-1



Best.-Nr.	Menge	Produkt
8501	1 St.	Vintage LD Press Basic Set
8542	1 St.	Vintage LD Press Trial Kit
8510-8540	1 St.	Vintage LD Press Rohling, 5 St.

Farbe	Best.-Nr. 5 St.
VINTAGE LD PRESS	
MT-W1	8527
MT-W2	8528
MT-W3	8529
MT-A1	8510
MT-A2	8511
MT-A3	8512
MT-A3,5	8513
MT-A4	8514
MT-B1	8515
MT-B2	8516
MT-B3	8517
MT-B4	8518
MT-C1	8519
MT-C2	8520
MT-C3	8522

Farbe	Best.-Nr. 5 St.
VINTAGE LD PRESS	
MT-C4	8523
MT-D2	8524
MT-D3	8525
MT-D4	8526
T-1	8530
T-2	8531
T-3	8532
LO1	8533
LO2	8534
LO3	8535
LO4	8536
LO5	8537
M01	8538
M02	8539
M03	8540

