

AcryPoint

для обработки и полировки пластмассы

Силиконовые полиры AcryPoint разработаны для корректирования, финишной обработки и полировки акриловых протезов, цельноакриловых приспособлений/изделий и акриловых оттисковых ложек без использования полировочной пасты.



Показания

- Крупнозернистые темно-серые AcryPoint предназначены для контурирования.
- Коричневые AcryPoint с зернами среднего размера разработаны для финирирования и предварительной полировки.
- Светло-серые AcryPoint с мелкими зернами рекомендуется использовать для полировки.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Три скоординированных этапа полировки

Оптимальная полировка поверхности пластмассы для протезов.

Точное сочетание абразивных зерен и связки

Полировка до зеркального блеска без необходимости использовать другие полировочные средства

Низкий уровень вибраций

Незначительное нагревание



	Форма	BP1	PC2
	№ по ISO	100	050
Темно-серые	HP 6 шт.	0426	
	HP 12 шт.		0423
Коричневые	HP 6 шт.	0427	
	HP 12 шт.		0424
Светло-серые	HP 6 шт.	0428	
	HP 12 шт.		0425



Об./мин. Рекоменд.: 5 000-10 000 / макс: 15 000 / УН: 3-5 Н
Не предназначено для интраорального применения!

Номер	Кол-во	Изделие
0423-0425	12 шт.	AcryPoint, форма PC2, хвостовик HP
0426-0428	6 шт.	AcryPoint, форма BP1, хвостовик HP