


# BEAUTIFIL Flow

текучий пломбировочный материал для эстетических реставраций

Существуют два варианта вязкости материала Beautifil Flow: F02 (низкая текучесть) и F10 (высокая текучесть), его оттенки идеально сочетаются с Beautifil II. В комбинации с адгезивом FL Bond II получается надежная и эстетическая система, выделяющая большое количество фтора. Шприц специально сконструирован так, чтобы стоматологу было удобно работать. С ним процедура внесения материала проста и гигиенична, причем лишнее количество не вытекает.



## Показания

- Устранение небольших и неглубоких полостей (полости классов I-III и класса V)
- Реставрации молочных зубов
- Основа / прокладка под реставрации
- Ремонт сколов фарфоровых и композитных реставраций
- Герметизация фиссур (см. стр. 85)
- Блокирование поднутрений

Оттенок	Номер 2 г
<b>F02 - НИЗКАЯ ТЕКУЧЕСТЬ</b>	
A1	1431
A2	1432
A3	1433
A3,5	1434
A4	1435
A30 (опаковый A3)	1449
G (десна)	1451

Оттенок	Номер 2 г
<b>F10 - ВЫСОКАЯ ТЕКУЧЕСТЬ</b>	
A1	1461
A2	1462
A3	1463
A3,5	1464
A4	1465
A30 (опаковый A3)	1479
A3T (прозрачный)	1482

Номер	Кол-во	Изделие
1431-1451	2 г	Beautifil Flow F02 - шприц
1461-1482	2 г	Beautifil Flow F10 - шприц

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая гидрофобность и  
долговременная стабильность

Непрерывное выделение и  
накопление фтора

Очень высокая рентгеноконтрастность

Естественное рассеивание света

Инновационная форма шприца, упор  
для пальцев поворачивается на 360°

