


BEAUTIFIL Flow Plus

инъектируемый композит для пломбирования фронтальных и жевательных зубов

В Beautifil Flow Plus эстетика пакуемых композитов сочетается с такими рабочими свойствами текучих композитов, как стабильность и долговечность. Материал утвержден для реставраций всех классов, в т.ч. на окклюзионных поверхностях и проксимальных краях. С усовершенствованными рабочими характеристиками, благодаря которым материал можно инъектировать, сделать реставрацию жевательного зуба теперь просто, как никогда. Также способность Beautifil Flow Plus выделять и накапливать фтор и его сопротивляемость микробной колонизации делают его идеальным материалом для профилактики вторичного кариеса.



Beautifil Flow Plus выпускается с двумя вариантами вязкости: «F00» – чрезвычайно стабильный и «F03» – умеренно текучий. Оба материала можно использовать в соответствии со всеми известными показаниями к применению текучих композитов, но также их можно наносить на окклюзионную поверхность. Это означает, что материалы подходят для изготовления реставраций зубов с полостями I и II классов. Благодаря удобному упору для пальцев, который вращается на 360°, и заменяемой тонкой канюле композиты Flow Plus легко наносить непосредственно из шприцов.

Широкий выбор цветов и различные степени opakовости позволяют выполнить эстетичную реставрацию по одноцветной либо многоцветной технике.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Утверждено для устранения полостей всех классов

Высокая прочность на скручивание и изгиб

Моделирование по «конусной технике»

Естественный эстетичный вид с эффектом хамелеона

Непрерывное выделение и накопление фтора

Превосходная рентгеноконтрастность

Показания

■ F00 – НУЛЕВАЯ ТЕКУЧЕСТЬ

Формирование анатомических особенностей окклюзионной поверхности, краевых гребней и мелких деталей поверхности, восстановление полостей всех классов

■ F03 – НИЗКАЯ ТЕКУЧЕСТЬ

Устранение неглубоких дефектов, клиновидных дефектов и рецессий десны; подходит в качестве лайнерной прокладки





F00 - полностью стабильный (нулевая текучесть)

Оттенок	Номер 2,2 г	Оттенок	Номер 0,21 г
ШПРИЦ		КАПСУЛЫ, 20 ШТ.	
A1	2001	A1	2201
A2	2002	A2	2202
A3	2003	A3	2203
A3,5	2004	A3,5	2204
A4	2005	A4	2205
B1	2062	B1	2206
B2	2063	B2	2207
C2	2064	C2	2208
D2	2065	D2	2209
SA0,5	2000	SA0,5	2200
SA0,50 (опак. A0,5)	2006	SA0,50 (опак. A0,5)	2211
A10 (опак. A1)	2007	A10 (опак. A1)	2212
A20 (опак. A2)	2008	A20 (опак. A2)	2213
Inc (режущий край)	2010	Inc (режущий край)	2215
BW (отбеленный белый)	2011	BW (отбеленный белый)	2216

F03 - умеренная текучесть (низкая текучесть)

Оттенок	Номер 2,2 г	Оттенок	Номер 0,21 г
ШПРИЦ		КАПСУЛЫ, 20 ШТ.	
A1	2014	A1	2219
A2	2015	A2	2220
A3	2016	A3	2221
A3,5	2017	A3,5	2222
A4	2018	A4	2223
B1	2066	B1	2224
B2	2067	B2	2225
C2	2068	C2	2226
D2	2069	D2	2227
SA0,5	2013	SA0,5	2218
A20 (опак. A2)	2020	A20 (опак. A2)	2229
A30 (опак. A3)	2021	A30 (опак. A3)	2230
Inc (режущий край)	2023	Inc (режущий край)	2232
BW (отбеленный белый)	2024	BW (отбеленный белый)	2233
MI (молочный)	2026	MI (молочный)	2235
CV (пришеечный)	2027	CV (пришеечный)	2236

Standard Kit



Standard Kit

- 2 шприца по 2,2 г Beautifil Flow Plus F00 и F03 с оттенками A2 и A3
- Комплекующие

Номер	Кол-во	Изделие
2000S	1 шт.	Beautifil Flow Plus Standard Kit (стандартный набор)
2001-2069	2,2 г	Beautifil Flow Plus - шприц
2201-2236	0,21 г	Beautifil Flow Plus - капсулы, 20 шт.