

# Brownie ■ Greenie ■ Supergreenie

для обработки драгоценных сплавов и амальгамы

Эти силиконовые полиры, наполненные полировочными компонентами, рекомендуется использовать для быстрой и высококачественной полировки конструкций из благородных сплавов и амальгамы. Brownie предназначены для предварительной полировки, Greenie – для полировки, а Supergreenie (с желтой полоской на хвостовике) – для полировки до зеркального блеска. Полировочные пасты в данном случае не требуются, а зеркальный блеск придает сам силиконовый полир, который наполнен высококачественными полировочными компонентами.



## Показания

### ■ В КАБИНЕТЕ

Предварительная полировка, стандартная полировка и полировка до зеркального блеска таких металлических реставраций, как вкладки, накладки, коронки и мосты в полости рта пациента

### ■ В ЛАБОРАТОРИИ

Предварительная полировка, стандартная полировка и полировка до зеркального блеска таких металлических реставраций, как вкладки, накладки, коронки и мосты



## ПРЕИМУЩЕСТВА

Зеркальный блеск за три этапа полировки

Точное центрирование

Регулируемость

Низкий уровень вибраций в процессе полировки

Оптимальное соотношение скорости и усилия нажима

Незначительное нагревание

Быстро и эффективно



Об./мин. Реком.: 5 000-7 000 / УН: 1-2 Н

Для полировки амальгамы требуется вода.



	Форма	Кубок	Миниконус	KN7	PC2	WH6	Пластика	Диск	Несмонт. колесо
	№ по ISO	065	030	125	050	120	220	160	220
Brownie	HP 12 шт.			0271	0272	0273	0458		0453
	CA 12 шт.	0401	0403	0281	0282	0283		0405	
	CA 72 шт.	H401	H403						
	FG 12 шт.	0411	0413						
	FG 72 шт.	H411	H413						
Greenie	HP 12 шт.			0274	0275	0276	0459		0454
	CA 12 шт.	0402	0404	0284	0285	0286		0406	
	CA 72 шт.	H402	H404						
	FG 12 шт.	0412	0414						
	FG 72 шт.	H412	H414						
Supergreenie	HP 12 шт.			0277	0278	0279			454A
	CA 12 шт.	402A	404B	0287	0288	0289			
	FG 12 шт.	412A	414B						



Полиры Brownie, Greenie и Supergreenie продаются в коробках по 12 шт. Форма кубок и миниконус Brownie и Greenie также выпускаются в экономных упаковках для зуботехнических лабораторий – по 72 шт.



Номер	Кол-во	Изделие
0271-0289	12 шт.	Brownie, Greenie, Supergreenie формы: KN7, PC2, WH6, хвостовик HP, CA
0401-0414	12 шт.	Brownie, Greenie, формы: кубок, миниконус, диск, хвостовик CA, FG
0453, 0454, 454A	12 шт.	Brownie, Greenie, Supergreenie форма: несмонтированное колесо
0458, 0459	12 шт.	Brownie, Greenie форма: пластина, хвостовик HP
402A, 412A, 404B, 414B	12 шт.	Supergreenie формы: кубок, миниконус, хвостовик CA, FG
H401-H414	72 шт.	Brownie, Greenie формы: кубок, миниконус, хвостовик CA, FG