

Подставки для боров

для хранения и подготовки в стоматологическом кабинете

Bur Block и Bur Station II – идеально подходят для хранения инструментов под угловой и турбинный наконечники. Они удобны и позволяют без проблем перевозить до 12 инструментов под турбинный наконечник и 6 – под угловой. В зависимости от показаний можно подготовить индивидуальный набор.



■ Bur Block

Крышка фиксируется, не позволяя инструментам выпасть и препятствуя контаминации. Поскольку в подставке нет стенок, гарантирована полная стерилизация и дезинфекция до 18 инструментов (12х FG и 6х CA). В зависимости от процедуры (например, препарирование полости) можно подготовить индивидуальный набор с соответствующей цветовой кодировкой.

- Алюминиевый корпус с закрывающейся крышкой
- 5 цветов: черный, синий, золотой, зеленый и красный
- Параметры: 4,4 x 3,1 x 2,6 мм
- Для 12 инструментов под турбинный наконечник и 6 – под угловой



■ Bur Station II

Подставка Bur Station II для хранения и стерилизации до 17 инструментов (11х FG и 6х CA) изготовлена из универсального композита. Так как подставка обладает высокой жароустойчивостью (< 140 °C), она долговечна и устойчива к воздействию химикатов. Выпускается в двух цветах.

- Подставка из универсального композита с закрывающейся крышкой
- 2 цвета: желтый, голубой
- Параметры: 4,2 x 2,2 x 3 мм
- Для 11 инструментов под турбинный наконечник и 6 – под угловой

ПРЕИМУЩЕСТВА

Надежно закрывается

Дезинфицируется и стерилизуется в автоклаве

Номер	Кол-во	Изделие
92BK	1 шт.	Bur Block, черная
92BL	1 шт.	Bur Block, синяя
92GL	1 шт.	Bur Block, золотая
92GN	1 шт.	Bur Block, зеленая
92MN	1 шт.	Bur Block, красная
0796	1 шт.	Bur Station II, желтая
0797	1 шт.	Bur Station II, голубая