

Dura-Polish ■ Dura-Polish DIA

набор полировочных паст

До 73% веса Dura-Polish приходится на долю частиц оксида алюминия. Это – эффективный материал для создания однородной поверхности во время предварительной полировки композитов, сплавов, акриловых и пластмассовых протезов, особенно в труднодоступных участках.

Паста Dura-Polish DIA максимально наполнена (67% веса) алмазной крошкой промышленного назначения. Так как содержащиеся в пасте частицы – сверхмелкие (< 1 мкм), полировочная паста придает композитным и керамическим реставрациям яркий равномерный блеск.



Показания

■ DURA-POLISH

Предварительная полировка и полировка композитов, сплавов и акриловых протезов

■ DURA-POLISH DIA

Придание яркого блеска композитам, керамики, оксиду циркония и сплавам



Об./мин. макс: 10 000

Не предназначено для использования в полости рта!

ПРЕИМУЩЕСТВА

Адгезивная паста обеспечивает максимальное прилегание к поверхности

Вязкая консистенция сводит разбрызгивание к минимуму

Экономичный материал

Высококачественная полировка

Номер	Кол-во	Изделие
0552	1 банка	Dura-Polish, 20 г
0554	1 банка	Dura-Polish DIA, 5 г

